



UE DECLARATION OF CONFORMITY
FOR MATERIALS IN CONTACT WITH FOOD

Scope: Tamper evident jar (**TRPP**)

Material: Screw cap (**HDPE**), Body (**PP**)

Reference	Capacity
TRPP-050-020	50 ml
TRPP-100-020	100 ml
TRPP-250-020	250 ml
TRPP-500-005	500 ml
TRPP-1K0-005	1000 ml

Labbox Labware declares, under the responsibility of the manufacturer, that the aforementioned product complies with the applicable European legislation on materials and articles intended to come into contact with food, in particular:

- **Regulation (EC) No. 1935/2004** of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food, and its amendments.
- **Regulation (EU) No. 10/2011, of 14 January 2011** on plastic materials and articles intended to come into contact with food, amended by Regulation (EU) 2025/351 and its subsequent amendments.
- **Regulation (EC) No. 2023/2006** of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food, and its subsequent amendments.

Other specifications:

Overall migration test has been performed at an external accredited laboratory under the following conditions:

- migration into aqueous and fatty simulants (A-Ethanol 10%, B-Acetic acid 3%, D2- Vegetable oil), 10 days at 40°C.
- specific migration of primary aromatic amines and metals.

The overall migrations and the specific migrations are, within intended use, under the legal limit values (Regulation CE 1935/2004 and Regulation EU 10/2011, Test methods Regulation EU 10/2011).

The material mentioned above:

- does not contain substances considered as nanoform or classified as mutagenic, carcinogenic or toxic to reproduction.
- does not contain food additives and flavourings regulated by Regulation CE 1333/2008 and Regulation CE 1334/2008.
- does not alter the organoleptic characteristics of the contained food.
- is not considered active or intelligent packaging as per Regulation CE No. 450/2009 and subsequent updates and modifications.
- **PFAS**
Regulation (EU) 2025/40



Based on the conformity documentation provided by the manufacturer, the articles covered by this declaration comply with the applicable limits for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) established in Article 5(5) of Regulation (EU) 2025/40.

Labbox Labware declares, that the articles are manufactured by moulding/blowing processes using non-fluorinated polymers and colour masterbatch, where required. The manufacturing process does not involve the use or addition of any other substances.

Based on the available documentation provided by the raw material suppliers, we can declare that none of the following substances are used or intentionally incorporated into these products:

- PFOA (Perfluorooctanoic acid)
- PFOS (Perfluorooctane sulfonate)
- PFAS (Per- and polyfluoroalkyl substances)

We remind it is user responsibility to assure the suitability of the product regarding specific filling goods and/or specific operating conditions, since these can deviate from the standardized conditions as stated in the directives and regulations.

18/08/2026

This document has been produced electronically and it is valid without signature.



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD
PARA MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Alcance: Tarro con cierre inviolable (TRPP)

Material: Tapón de rosca (HDPE), cuerpo (PP)

Referencia	Capacidad
TRPP-050-020	50 ml
TRPP-100-020	100 ml
TRPP-250-020	250 ml
TRPP-500-005	500 ml
TRPP-1K0-005	1000 ml

Labbox Labware declara, bajo la responsabilidad del fabricante, que el producto anteriormente mencionado cumple con la legislación europea aplicable a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, en particular:

- **Reglamento (CE) n.º 1935/2004** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus modificaciones.
- **Reglamento (UE) n.º 10/2011**, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, modificado por el Reglamento (UE) 2025/351 y sus posteriores modificaciones.
- **Reglamento (CE) n.º 2023/2006**, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones.

Otras especificaciones:

Se ha realizado un ensayo de migración global en un laboratorio externo acreditado bajo las siguientes condiciones:

- migración en simulantes acuosos y grasos (A-Etanol 10 %, B-Ácido acético 3 %, D2-Aceite vegetal), durante 10 días a 40 °C.
- migración específica de aminas aromáticas primarias y metales.

Las migraciones globales y las migraciones específicas se encuentran, dentro de las condiciones de uso previstas, por debajo de los valores límite legales establecidos (Reglamento (CE) 1935/2004 y Reglamento (UE) 10/2011; métodos de ensayo según el Reglamento (UE) 10/2011).

El material mencionado anteriormente:

- no contiene sustancias consideradas en nanoforma ni clasificadas como mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción.
- no contiene aditivos alimentarios ni aromas regulados por el Reglamento (CE) 1333/2008 y el Reglamento (CE) 1334/2008.
- no altera las características organolépticas de los alimentos contenidos.
- no se considera un envase activo o inteligente de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 450/2009 y sus posteriores actualizaciones y modificaciones.

LABBOX LABWARE, S.L.

Migjorn, 1 • 08338 Premià de Dalt (Barcelona) • Teléfono: + 34 937 077 970 • Fax: +34 937 909 532 • www.labbox.com



- **PFAS**

Reglamento (UE) 2025/40

Con base en la documentación de conformidad facilitada por el fabricante, los artículos cubiertos por la presente declaración cumplen los límites aplicables a las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) establecidos en el artículo 5, apartado 5, del Reglamento (UE) 2025/40.

Labbox Labware declara, que los artículos se fabrican mediante procesos de moldeo/soplado utilizando polímeros no fluorados y, cuando es necesario, masterbatch de color. El proceso de fabricación no implica el uso ni la adición de ninguna otra sustancia.

Con base en la documentación disponible facilitada por los proveedores de materias primas, podemos declarar que ninguna de las siguientes sustancias se utiliza ni se incorpora intencionadamente en estos productos:

- **PFOA** (ácido perfluorooctanoico)
- **PFOS** (sulfonato de perfluorooctano)
- **PFAS** (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas)

Recordamos que es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad del producto en relación con los productos específicos que se vayan a envasar y/o las condiciones específicas de uso, ya que estas pueden diferir de las condiciones normalizadas establecidas en las directivas y reglamentos.

18/08/2026

Este documento ha sido generado electrónicamente y es válido sin firma.