

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : TERMOSTATO DIGITAL DE BLOQUE METÁLICO (5 A 150 °C), CODB150**

Descripción : Sistema de calentamiento en seco para bloques metálicos de (7.6 x 9.6 cm). Temperatura regulable hasta 150 °C (precisión $\pm 0,2$ °C (una posición)/0.5 °C (dos posiciones)). Modo de funcionamiento continuo temporizador con alarma (1' - 99h59'). Pantalla LED que muestra temperatura y tiempo. 230V / 50Hz. Grado de protección IP21 (DIN EN60529). Sensor de temperatura externo PT1000 incluido. Garantía 2 años. Bloque no incluido. Apto para la determinación de DQO (148 o 150 °C), y también para TOC (120 °C), Cromo total (100 °C), Fosfato total (100 °C) y Nitrógeno total (100 °C)



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CODB-TC1-001	termostato de una posición (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	termostato de dos posiciones (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	bloque metálico para 20 viales de 12mm y 13 mm	1
CODB-B71-001	bloque metálico para 12 viales de 15mm y 16 mm	1
CODB-A01-001	soporte de fijación para sensor de temperatura	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : DIGITAL DRY BATH (5 TO 150 °C), CODB150**

Description : Dry heating system by metal blocks (7.6 x 9.6 cm). Temperature adjustable up to 150 °C (accuracy ± 0.2 °C (single position)/0.5 °C (dual position)). Function mode: Continuous with alarm timer (1' - 99h 59'). LED display for temperature and time. 230v/50Hz. Insulation rating IP21 (DIN EN60529). PT1000 external temperature sensor included. Warranty 2 years. No block included. Suitable for COD digestion (148 or 150 °C), TOC determination (120 °C), Chromium-total determination (100 °C), Phosphate-total determination (100 °C) and Nitrogen-total determination (100 °C).



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CODB-TC1-001	dry bath, single position (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	dry bath, dual position (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	block for 20 x 12mm or 13mm vials	1
CODB-B71-001	block for 12 x 15mm or 16mm vials	1
CODB-A01-001	support clamp for temperature sensor	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : BAIN À SEC NUMÉRIQUE AVEC BLOC MÉTALLIQUE (5 À 150 °C), CODB150**

Description : Système de chauffage à sec pour les blocs métalliques de 4.6 x 9.6 cm. Température réglable jusqu'à 150°C (précision : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (1 position)/ $0,5^{\circ}\text{C}$ (2 positions)). Modes de fonctionnement continu par minuterie (1'-99h59'). Affichage LED indiquant la température et le temps. 230V / 50Hz. Protection IP21 (DIN EN60529). Capteur externe de température PT1000 inclus. Garantie 2 ans. Bloc métallique non inclus. Pour travailler à des températures jusqu'à 150°C compatibles avec la détermination de DCO (148 ou 150 °C) et également pour TOC (120°C), chrome total (100°C), phosphate total (100°C) et nitrogène total (100°C)



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne




Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CODB-TC1-001	bain à sec de 1 position (15.2 x 19 x 8.6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	bain à sec de 2 positions (15.2 x 30 x 8.6 cm), 4.5K/min, 250W	1
CODB-B70-001	bloc métallique pour 20 cuves de 12 et 13 mm	1
CODB-B71-001	bloc métallique pour 12 cuves de 15 et 16 mm	1
CODB-A01-001	support de fixation pour capteur de température	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TERMOSTATO DIGITALE A BLOCCHI DI METALLO (DA 5 A 150 °C), CODB150

Descrizione : Sistema di riscaldamento a secco per blocchi di metallo (7,6 x 9,6 cm). Temperatura regolabile fino a 150 °C; precisione $\pm 0,2$ °C (unaposizione)/0,5 °C (due posizioni). Modalità di funzionamento continuo a timer con allarme (1' - 99 h 59'). Display a LED che mostra temperatura e tempo. 230 V / 50 Hz Grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Sensore di temperatura esterno PT1000 incluso. Blocco non incluso. Adatto per la determinazione della COD (148 o 150 °C), e anche per TOC (120 °C), cromo totale (100 °C), fosfato totale (100 °C) e azoto totale (100 °C). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto


DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CODB-TC1-001	termostato a una posizione (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5 K/min, 165 W	1
CODB-TC2-001	termostato a due posizioni (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	blocco in metallo per 20 fiale da 12mm e 13 mm	1
CODB-B71-001	blocco in metallo per 12 fiale da 15 mm e 16 mm	1
CODB-A01-001	supporto di fissaggio per sensore di temperatura	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DIGITALE BLOKTHERMOSTAAT (5 TOT 150 °C), CODB150

Beschrijving : Droog verwarmingssysteem van metalen blokken van (7,6 x 9,6 cm). Instelbare temperatuur tot 150 °C (nauwkeurigheid ±0,2 °C (één stand)/0,5 °C (twee standen)). Continue timer-bedrijfsmodus met alarm (1' – 99u59') LED-display met temperatuur- en tijdsaanduiding. 230V / 50Hz. Beschermingsklasse IP21 (DIN EN60529). Externe temperatuursensor PT1000 inbegrepen. 2 Jaar garantie. Blok niet inbegrepen. Geschikt voor de bepaling van COD (148 of 150 °C), en ook voor TOC (120 °C), totaal chroom (100 °C), totaal fosfaat (100 °C) en totaal stikstof (100 °C)



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CODB-TC1-001	thermostaat met één stand (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5K/min, 165W	1
CODB-TC2-001	thermostaat met twee standen (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	metalen blok voor 20 vials van 12 mm en 13 mm	1
CODB-B71-001	metalen blok voor 12 vials van 15 mm en 16 mm	1
CODB-A01-001	bevestigingsbeugel voor temperatuursensor	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BLOCKTHERMOSTAT, DIGITAL, MIT METALLBLOCK (5 BIS 150 °C), CODB150

Beschreibung : Trockenerwärmung von Metallblöcken mit den Maßen 7,6 x 9,6 cm. Temperatureinstellung bis 150 °C (Genauigkeit $\pm 0,2$ °C, eine Position / 0,5 °C, zwei Positionen). Kontinuierlicher Betriebsmodus, Timer mit Alarm (1 min - 99 h 59 min). LED-Display mit Temperatur- und Zeitanzeige. 230 V / 50 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Externer Temperatursensor Pt1000 enthalten. Garantie 2 Jahre. Block nicht inbegriffen. Geeignet zur Bestimmung des CSB (148 oder 150 °C), TOC-Werts (120 °C), Gesamtchroms (100 °C), Gesamtphosphats (100 °C) und Gesamtstickstoffs (100 °C).



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CODB-TC1-001	Blockthermostat, eine Position (15,2 x 19 x 8,6 cm), 5 K/min, 165 W	1
CODB-TC2-001	Blockthermostat, eine Position (15,2 x 30 x 8,6 cm), 4,5 K/min, 250 W	1
CODB-B70-001	Metallblock für 20 x 12/13 mm Vials	1
CODB-B71-001	Metallblock für 12 x 15/16 mm Vials	1
CODB-A01-001	Halterung für den Temperatursensor	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
CODB-TC1-001	23,868	2,29	84798997	08434868014480
CODB-TC2-001	21,216	2,97	84798997	08434868014497
CODB-B70-001	4	0,61	84799015	08434868014466
CODB-B71-001	1,352	0,66	84799015	08434868014473
CODB-A01-001	1,064	0,45	84799015	08434868095434

