

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BAÑO DE ULTRASONIDOS MINI CON TEMPORIZADOR, SIN CALEFACCIÓN, ULTR SMALL

Descripción : Diseñado para la limpieza de pequeños objetos de laboratorio. Tapa y cestillo incluidos. Tanque de acero inoxidable de 0,8L resistente al agua y pantalla digital para la visualización del tiempo. Temporizador: 0-6 min. Tiempo máx. continuo: 30 min. Frecuencia: 40 kHz. El volumen indicado corresponde al espacio máximo de llenado con el tanque vacío; los objetos en su interior reducen el volumen realmente disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia ultrasonidos	dim. tanque (L x A x H) (mm)	dim. cestillo (L x A x H) (mm)	unidades por ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : MINI ULTRASONIC BATH WITH TIMER, WITHOUT HEATING, ULTR SMALL**

Description : Designed for cleaning small laboratory objects. Lid and basket included. 0,8 L stainless steel bath resistant to water and digital screen for the timing view. Timer: 0-6 min. Max. continuous time: 30 min. Frequency: 40 kHz. The indicated volume refers to the maximum filling capacity of the empty bath; objects placed inside reduce the actual available volume. 220-240 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ultrasound power	bath dim. (l x w x h) (mm)	basket dim. (l x w x h) (mm)	pcs/pack
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BAIN À ULTRASONS MINI AVEC MINUTERIE, SANS CHAUFFAGE, ULTR SMALL

Description : Conçu pour le nettoyage de petits objets de laboratoire. Inclut couvercle et panier grillagé. Réservoir en acier inoxydable de 0,8 L résistant à l'eau et affichage numérique du temps. Minuterie : 0-6 min. Temps max. continu : 30 min. Fréquence: 40 kHz. Le volume indiqué correspond à la capacité maximale de remplissage de la cuve vide ; les objets qu'on y place réduisent le volume réellement disponible. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance ultrasons	dim. cuve (long. x larg. x h) (mm)	dim. panier (long. x larg. x h) (mm)	unités par ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BAGNO AD ULTRASUONI MINI CON TIMER, SENZA RISCALDAMENTO, ULTR SMALL

Descrizione : Progettato per la pulizia di piccoli oggetti di laboratorio. Coperchio e cestello inclusi. Serbatoio in acciaio inox da 0,8 L resistente all'acqua e display digitale per la visualizzazione del tempo. Timer: 0-6 min. Tempo max. continuo: 30 min. Frequenza: 40 kHz. Il volume dichiarato indica la capacità massima di riempimento del serbatoio vuoto; gli oggetti al suo interno riducono il volume effettivamente disponibile. 220-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza ultrasuoni	dim. serbatoio (L x l x h) (mm)	dim. cestello (L x l x h) (mm)	unità per ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : MINI ULTRASOONBAD MET TIMER, ZONDER VERWARMING, ULTR SMALL**

Beschrijving : Ontworpen voor het reinigen van kleine laboratoriumobjecten. Deksel en mandje inbegrepen. 0,8 L waterdichte roestvrijstalen tank en digitaal display met tijdsaanduiding. Timer: 0-6 min. Max. continue tijd: 30 min. Frequentie: 40 KHz. Het aangegeven volume verwijst naar de maximale vulcapaciteit van de lege tank; aanwezige objecten in de tank verminderen het werkelijk beschikbare volume. 220-240 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen ultrasoon	afmetingen tank (l x b x h) (mm)	afmetingen mand (l x b x h) (mm)	stuks per ref.
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ULTRASCHALLBAD, MINI, MIT TIMER, OHNE HEIZUNG, ULTR SMALL

Beschreibung : Für die Reinigung kleiner Laborutensilien. Deckel und Korb inbegriffen. 0,8 L Tank aus Edelstahl, wasserdicht und digitales Display mit Zeitanzeige. Timer: 0 - 30 min. Max. durchgehender Betrieb: 6 min. Frequenz: 40 kHz. Das angegebene Volumen beschreibt den maximalen Füllraum bei leerer Wanne; vorhandene Gegenstände im Inneren reduzieren das tatsächlich verfügbare Volumen. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ultraschallleistung	Maße Wanne (L x B x H) (mm)	Maße Korb (L x B x H) (mm)	Stückzahl pro Artikel
ULTR-0L8-001	0,8 L	50 W	150 x 85 x 65 mm	135 x 70 x 40 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ULTR-0L8-001	7,038	1,21	85437090	08434868060333

PRODUKTFOTO

