

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : ESTERILIZADOR INFRARROJO, S850**

Descripción : Diseñado para la esterilización de equipos de laboratorio como agujas, pinzas y otros pequeños objetos con altas temperaturas y cortos tiempos de esterilización (5-7 segundos). Se pueden usar también con bajas temperaturas y esterilización larga para prevenir la contaminación. Rango de temperatura: T° ambiente +20-850 °C. Diámetro máximo de objetos a esterilizar: 15 mm. Tiempo de calentamiento 12 min. Ángulo ajustable: 45-75°. Dimensiones (L x A x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
STER-850-001	esterilizador infrarrojo LBX S850	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : INFRARED STERILIZER, S850**

Description : Designed for sterilization of laboratory equipment like needles, tweezers and other small items at high temperatures and short sterilization time (5-7 seconds). Can also be used at lower temperatures and long sterilization time to prevent contamination. Temperature range: RT 20-850 °C. Maximum diameter of objects to sterilize: 15 mm. Warm-up time 12 min. Adjustable angle: 45-75°. Dimensions (L x W x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
STER-850-001	infrared sterilizer LBX S850 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : STÉRILISATEUR INFRAROUGE, S850

Description : Conçu pour la stérilisation du matériel de laboratoire, comme les aiguilles, les pinces et autres petits objets, à hautes températures et avec un temps de stérilisation court (5 à 7 secondes). Peut également être utilisé à basses températures et avec un temps long de stérilisation pour éviter toute contamination. Gamme de température : T° ambiante +20 à 850 °C. Diamètre maximum des objets à stériliser : 15 mm. Temps de préchauffage 12 min. Angle réglable : 45-75°. Dimensions (L x l x h) : 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
STER-850-001	stérilisateur infrarouge LBX S850	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : STERILIZZATORE A INFRAROSSI, S850

Descrizione : Progettato per la sterilizzazione di strumenti da laboratorio come aghi, pinze e altri piccoli oggetti con alte temperature e brevi tempi di sterilizzazione (5-7 secondi). Può anche essere usato con basse temperature e lunga sterilizzazione per prevenire la contaminazione. Intervallo di temperatura: +20-850 °C. Diametro massimo degli oggetti da sterilizzare: 15 mm. Tempo di riscaldamento 12 min. Angolo regolabile: 45-75°. Dimensioni (L x l x h): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
STER-850-001	sterilizzatore a infrarossi LBX S850	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : INFRAROT-STERILISATOR, S850**

Beschrijving : Ontworpen voor de sterilisatie van laboratoriumapparatuur zoals naalden, pincetten en andere kleine voorwerpen met hoge temperaturen en korte sterilisatietijden (5-7 seconden). Ze kunnen ook worden gebruikt bij lage temperaturen en lange sterilisatie om besmetting te voorkomen. Temperatuurbereik: kamertemp +20- +850 °C. Maximale diameter van te steriliseren objecten: 15 mm. Opwarmtijd 12 min. Verstelbare hoek: 45-75°. Afmetingen (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
STER-850-001	infrarot-sterilisator LBX S850	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : INFRAROT-STERILISATOR, S850

Beschreibung : Für die Sterilisation von Labormaterial, wie Spritzen, Pinzetten und anderen kleinen Objekten, mittels hoher Temperaturen und kurzer Sterilisationszeiten (5 - 7 Sekunden). Kann auch mit niedrigen Temperaturen und langen Sterilisationszeiten verwendet werden, um Kontaminationen vorzubeugen. Temperaturbereich: Raumtemperatur +20 - 850 °C. Maximaler Durchmesser der zu sterilisierenden Objekte: 15 mm. Aufwärmzeit 12 Min. Verstellbarer Winkel: 45 - 75°. Maße (L x B x H): 210 x 90 x 170 mm. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
STER-850-001	Infrarot-Sterilisator, LBX S850	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STER-850-001	8,97	1,39	84192000	08434868055810

PRODUKTFOTO

