

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : JERINGA DESECHABLE, LUER LOCK, ESTÉRIL**

Descripción : De tres piezas. Con Luer Lock (MLL) centrado y pistón elastómero para dosificación precisa. Envasada en bolsa unitaria. Esterilización por óxido de etileno. Conforme a ISO 7886-1, EN 20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibles con los filtros de jeringa Branchia. Exclusivamente para uso de laboratorio, no para uso médico. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

FOTO DEL PRODUCTO

OTROS DATOS TÉCNICOS

Pieza

Cilindro
Émbolo
Vástago del émbolo
Lubricante
Blíster

Tipo de material

PP – Polipropileno
Sin látex
PP – Polipropileno
Aceite de silicona
Papel médico / Película médica

GENERAL INFORMATION

Product name : DISPOSABLE SYRINGES, LUER LOCK, STERILE

Description : Three-part. With centered Luer Lock (MLL) and elastomere piston for precise dosing. Single packed. EO (Ethylene oxide) sterilized. According to ISO 7886-1, EN 20594-1 and DIN EN ISO 11135-1. Comptatible with Branchia syringe filters. For lab use only, not for medical use. Free sterilization certificate available on the website



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Part

Barrel
Piston
Plunger
Lubricant
Blister

Type of material

PP – Polypropylene
Latex-free
PP – Polypropylene
Silicone oil
Medical paper / Medical film

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SERINGUE JETABLE, LUER LOCK, STÉRILE

Description : Trois pièces. Cône Luer Lock (MLL) centré et piston élastomère pour un dosage précis. Emballage individuel. Stérilisée par oxyde d'éthylène. Conforme à ISO 17886-1, EN 20594-1 et DIN EN ISO 11135-1. Recommandée pour les filtres de seringue Branchia. Pour usage en laboratoire seulement, n'est pas apte pour usage médical. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Pièce

Cylindre
Piston
Tige du piston
Lubrifiant
Blister

Type de matériau

PP – Polypropylène
Sans latex
PP – Polypropylène
Huile de silicone
Papier médical / Film médical

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SIRINGA MONOUSO, LUER LOCK, STERILE

Descrizione : Composto da tre parti. Con Luer Lock (MLL) centrato e pistone elastomero per una dosificazione precisa. Confezionata in borsa unitaria. Sterilizzazione con ossido di etilene. Conforme a ISO 7886-1, EN20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibili con i filtri per siringhe Branchia. Per uso esclusivo di laboratorio, non per uso medico. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Componente

Cilindro

Pistone

Stelo del pistone

Lubrificante

Blister

Tipo di materiale

PP – Polipropilene

Privo di lattice

PP – Polipropilene

Olio di silicone

Carta medica / Film medica

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : WEGWERPSUIT, LUER LOCK AANSLUITING, STERIEL

Beschrijving : Uit drie stuks. Met gecentreerde Luer Lock (MLL) en elastomere zuiger voor nauwkeurige dosering. Verpakt in eenheidszak. Sterilisatie door ethyleenoxide. Volgens ISO 7886-1, EN 20594-1 en DIN EN ISO 11135-1. Compatibel met Branchia-spuutfilters. Alleen voor laboratoriumgebruik, niet voor medisch gebruik. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	stuks per ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Onderdeel

Cilinder
Zuiger
Zuigerstang
Smeermiddel
Blisterverpakking

Materiaaltype

PP – Polypropyleen
Latexvrij
PP – Polypropyleen
Siliconenolie
Medisch papier / Medische folie

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : EINWEGSPRITZE, LUER-LOCK-ANSCHLUSS, STERIL

Beschreibung : Dreiteilig. Mit zentriertem Luer-Lock-Anschluss (MLL) und Elastomerkolben für eine präzise Dosierung. Einzeln verpackt. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Gemäß ISO 7886-1, EN 20594-1 und DIN EN ISO 11135-1. Kompatibel mit Spritzenfiltern von Branchia. Ausschließlich zur Nutzung in Laboratorien, nicht geeignet für den medizinischen Gebrauch. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahl pro Artikel
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-050	20 ml	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	4,032	0,54	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	5,292	0,71	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	10,965	1,08	39269097	08434868061460
SYRL-020-050	8,211	0,94	39269097	08434868119192

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Teil

Zylinder
Kolbenstopfen
Kolbenstange
Gleitmittel
Blister

Materialtyp

PP – Polypropylen
Latexfrei
PP – Polypropylen
Silikonflüssigkeit
Medizinpapier / Medizinfole