

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES DE NITRILO, ESTÉRIL

Descripción : Sin polvo, con polímero interior para fácil calzado. Antideslizantes, resistentes y con sensibilidad al tacto. Estériles por óxido de etileno. Presentados en pares, en un envase individual estéril que garantiza la esterilidad hasta su apertura. Ambidiestros. AQL 1.0. EPI de categoría III, conforme al Reglamento (UE) 2016/425. Cumple la normativa EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 y EN ISO 374-5:2016



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLEN-00S-050	estériles sin polvo, talla S	50
GLEN-00M-050	estériles sin polvo, talla M	50
GLEN-00L-050	estériles sin polvo, talla L	50
GLEN-00S-400	estériles sin polvo, talla S	8 x 50
GLEN-00M-400	estériles sin polvo, talla M	8 x 50
GLEN-00L-400	estériles sin polvo, talla L	8 x 50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : NITRILE STERILE EXAMINATION GLOVES

Description : Powder-free, with internal polymer for easy donning and removal. Anti-slip, resistant and sensitive to touch. Sterile by ethylene oxide. Presented in pairs in an individual sterile package that guarantees sterility until opened. Ambidextrous AQL 1,0. Category III PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425. Complies with EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 and EN ISO 374-5:2016



Complies with the specifications defined in the European directive



Available in standard size and economy size



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLEN-00S-050	sterile powder-free, small size	50
GLEN-00M-050	sterile powder-free, medium size	50
GLEN-00L-050	sterile powder-free, large size	50
GLEN-00S-400	sterile powder-free, small size	8 x 50
GLEN-00M-400	sterile powder-free, medium size	8 x 50
GLEN-00L-400	sterile powder-free, large size	8 x 50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : GANT D'EXAMEN EN NITRILE, STÉRILE

Description : Non poudré, avec polymère intérieur pour enfiler facilement le gant. Antidérapant, résistant et sensible au toucher. Stérile à l'oxyde d'éthylène. Présentés par paire, dans un emballage individuel stérile garantissant la stérilité jusqu'à l'ouverture. Ambidextre. AQL 1,0. EPI de catégorie III conforme au Règlement (UE) 2016/425. Conforme à la norme EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 et EN ISO 374-5:2016



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLEN-00S-050	stérile, non poudré, taille S	50
GLEN-00M-050	stérile, non poudré, taille M	50
GLEN-00L-050	stérile, non poudré, taille L	50
GLEN-00S-400	stérile, non poudré, taille S	8 x 50
GLEN-00M-400	stérile, non poudré, taille M	8 x 50
GLEN-00L-400	stérile, non poudré, taille L	8 x 50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : GUANTI DA ESAME MONOUSO IN NITRILE, STERILI

Descrizione : Senza polvere, rivestimento interno con polimeri per una facile indossabilità. Antiscivolo, resistenti e sensibili al tatto. Sterilizzati ad ossido di etilene. Presentati a coppie in una confezione singola sterile che ne garantisce la sterilità fino all'apertura. Ambidestri. AQL 1,0. DPI di categoria III conforme al Regolamento (UE) 2016/425. Conforme alla norma EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 e EN ISO 374-5:2016



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLEN-00S-050	sterili senza polvere, taglia S	50
GLEN-00M-050	sterili senza polvere, taglia M	50
GLEN-00L-050	sterili senza polvere, taglia L	50
GLEN-00S-400	sterili senza polvere, taglia S	8 x 50
GLEN-00M-400	sterili senza polvere, taglia M	8 x 50
GLEN-00L-400	sterili senza polvere, taglia L	8 x 50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : WEGWERPBARE NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN, STERIEL

Beschrijving : Poedervrij, met polymeer binnenkant voor gemakkelijk aan- en uittrekken. Antislip, resistent en tastgevoelig. Gesteriliseerd met ethyleenoxide. Per paar verpakt in een individuele steriele verpakking die de steriliteit tot aan het openen garandeert. Tweehandig. AQL 1,5. PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425. Voldoet aan de norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 e EN ISO 374-5:2016



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLEN-00S-050	steriel poedervrij, maat S	50
GLEN-00M-050	steriel poedervrij, maat M	50
GLEN-00L-050	steriel poedervrij, maat L	50
GLEN-00S-400	steriel poedervrij, maat S	8 x 50
GLEN-00M-400	steriel poedervrij, maat M	8 x 50
GLEN-00L-400	steriel poedervrij, maat L	8 x 50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE AUS NITRIL, ZUM EINMALGEBRAUCH, STERIL

Beschreibung : Puderfrei, die Polymerinnenbeschichtung erleichtert das Überziehen. Rutschfest, beständig und tastsensibel. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Paarweise in einer sterilen Einzelverpackung präsentiert, die die Sterilität bis zum Öffnen gewährleistet. Beidhändig verwendbar. AQL 1,5. PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Entspricht der Norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN 16523-1:2015+ A1:2018, EN ISO 374-4:2019 und EN ISO 374-5:2016



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLEN-00S-050	steril, puderfrei, Größe S	50
GLEN-00M-050	steril, puderfrei, Größe M	50
GLEN-00L-050	steril, puderfrei, Größe L	50
GLEN-00S-400	steril, puderfrei, Größe S	8 x 50
GLEN-00M-400	steril, puderfrei, Größe M	8 x 50
GLEN-00L-400	steril, puderfrei, Größe L	8 x 50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLEN-00S-050	4,928	0,81	39262000	08434868081055
GLEN-00M-050	4,48	0,79	39262000	08434868081062
GLEN-00L-050	4,704	0,81	39262000	08434868081079
GLEN-00S-400	76,024	16,00	39262000	
GLEN-00M-400	76,024	6,68	39262000	
GLEN-00L-400	76,024	16,00	39262000	18434868081076

PRODUKTFOTO

