

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CRISOL DE NÍQUEL**Descripción :** Resistente a temperaturas hasta 600 °C. No incluye tapa. Elevada resistencia a compuestos básicos fuertes y sales fundidas. No apto para ácidos.

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	Øinferior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : NICKEL CRUCIBLE**Description :** Resistant to temperatures up to 600 °C. Lid not included. High resistance to strong basic compounds and molten salts. Not suitable for acids.

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	Øbottom (mm)	h (mm)	pcs/pack
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CREUSET EN NICKEL**Description :** Résistent à des températures jusqu'à 600 °C. Couvercle non inclus. Haute résistance aux composés basiques forts et aux sels fondus. Non adapté aux acides.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	Øinférieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CROGIOLO IN NICHEL**Descrizione** : Resistente alle temperature fino a 600 °C. Coperchio non incluso. Elevata resistenza ai composti basici forti e ai sali fusi. Non adatto agli acidi.

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	Øinferiore (mm)	h (mm)	unità per ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : NIKKEL SMELTKROES**Beschrijving** : Bestand tegen temperaturen tot 600 °C. Zonder deksel. Hoge bestendigheid tegen sterke basische verbindingen en gesmolten zouten. Niet geschikt voor zuren.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	Øonder (mm)	h (mm)	stuks per ref.
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TIEGEL AUS NICKEL**Beschreibung** : Temperaturbeständig bis 600 °C. Deckel nicht inbegriffen. Hohe Beständigkeit gegenüber starken basischen Verbindungen und geschmolzenen Salzen. Nicht geeignet für Säuren.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	Øunten (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
CRNK-030-001	30 ml	40	22	35	1
CRNK-060-001	60 ml	50	32	45	1
CRNK-110-001	110 ml	60	38	55	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRNK-030-001	0,225	0,04	75089000	08434868087439
CRNK-060-001	0,006	0,05	75089000	08434868087446
CRNK-110-001	0,3	0,20	75089000	08434868087453

PRODUKTFOTO

