

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CRISOL DE PTFE

Descripción : Isostáticamente moldeado en PTFE puro, aprobado por la FDA. Totalmente resistente y químicamente inerte. Utilizable hasta 280 °C para digestiones químicas y cuando se trabaja con ácidos muy agresivos a baja temperatura.



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	Øinferior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : CRUCIBLE, PTFE**Description :** Isostatically molded in pure, FDA approved, PTFE. Totally chemically resistant and inert. Usable up to 280 °C for chemical digestions and when working with highly aggressive acids at low temperature.

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	Øbottom (mm)	h (mm)	pcs/pack
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CREUSET EN PTFE

Description : Moulé de manière isostatique en PTFE pur, approuvé par la FDA. Entièrement résistant et chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280 °C pour les digestions chimiques et lors du travail avec des acides très agressifs à basse température.



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	Øinférieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CROGIOLO IN PTFE

Descrizione : Modellato isostaticamente in PTFE puro, approvato dalla FDA. Totalmente resistente e chimicamente inerte. Utilizzabile fino a 280 °C per digestioni chimiche e quando si lavora con acidi molto aggressivi a bassa temperatura.



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	Øinferiore (mm)	h (mm)	unità per ref.
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : SMELTKROES VAN PTFE**Beschrijving :** Isostatisch gegoten uit zuiver PTFE, FDA-conform. Volledig resistent en chemisch inert. Bruikbaar tot 280 °C voor chemische digesties en bij het werken met zeer agressieve zuren bij lage temperatuur.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	Øonder (mm)	h (mm)	stuks per ref.
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TIEGEL AUS PTFE

Beschreibung : Isostatisch geformt aus reinem PTFE, FDA-konform. Vollkommen beständig und chemisch inert. Einsetzbar bis 280 °C für chemische Aufschlüsse und bei Arbeiten mit sehr aggressiven Säuren bei niedriger Temperatur.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	Øunten (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
PTFC-005-001	5 ml	27	14,3	16	1
PTFC-025-001	25 ml	44	31	26	1
PTFC-075-001	75 ml	56	45	41	1
PTFC-100-001	100 ml	60	51,7	45	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PTFC-005-001	0,007	0,09	39269097	08434868087866
PTFC-025-001	0,05	0,05	39269097	08434868087873
PTFC-075-001	0,1	0,10	39269097	08434868087880
PTFC-100-001	0,288	0,06	39269097	08434868087897

PRODUKTFOTO

