

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : EMBUDO DE GOTEO, CON LLAVE DE PTFE Y TAPÓN DE PLÁSTICO, CILÍNDRICO, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN / ISO 4800 y 3585. Con graduación



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	boca	Øinterior (mm)	Øexterior (mm)	Øvástago (mm)	unidades por ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DROPPING FUNNEL, WITH PTFE STOPCOCK AND PLASTIC STOPPER, CYLINDRICAL, GLASSCO

Description : Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). In compliance with DIN / ISO 4800 and 3585 standards.
With graduation



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l (mm)	mouth	Øinside (mm)	Øouter (mm)	Østem (mm)	pcs/pack
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : AMPOULE DE COULÉE AVEC CLÉ EN PTFE ET BOUCHON EN PLASTIQUE, GLASSCO**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4800 ET 3585. Graduée

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	col	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	Øtige (mm)	unités par ref.
SFCG-050-00 1	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-00 1	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-00 1	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-00 1	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-00 1	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : IMBUTO GOCCIOLATORE, CON RUBINETTO IN PTFE E TAPPO IN PLASTICA, CILINDRICO, GLASSCO

Descrizione : Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4800 e 3585. Graduato



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	bocchetta	Øinteriore (mm)	Øesterno (mm)	Østantuffo (mm)	unità per ref.
SFCG-050-00 1	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-00 1	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-00 1	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-00 1	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-00 1	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DRUPPELTRECHTER, MET PTFE-KRAAN EN KUNSTSTOF DOP, CILINDRISCH, GLASSCO**Beschrijving :** Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Voldoet aan DIN / ISO 4800 en 3585. Met maatverdeling

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	mond	binnenØ (mm)	buitenØ (mm)	Østeel (mm)	stuks per ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TROPFTRICHTER, ZYLINDRISCH, MIT PTFE-KÜKEN UND PLASTIKSTOPFEN, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN / ISO 4800 und 3585. Mit Graduierung.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	Normschliff	Øinnen (mm)	Øaußen (mm)	ØStiel (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	29	32	10	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	39	42	10	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	46	50	10	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	61	65	10	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	81	85	12	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,20	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	5,5	0,39	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	5,39	0,53	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

