

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : ETIQUETAS CRIOGÉNICAS, REDONDAS**

Descripción : Etiquetas para almacenamiento criogénico, de forma redonda. Soporta temperaturas de frío extremo de -196° C a 121° C. Material especial diseñado para expandirse y contraerse con cambios dramáticos de temperatura. Adhesivo permanente. Disponible en rollos en varios tamaños de un color o surtidos. Se puede escribir con un bolígrafo, lápiz o marcador permanente. Compatibles con impresión mediante impresora láser

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CRLA-D1W-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, blanco	1000
CRLA-D1B-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, azul	1000
CRLA-D1R-1K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, rojo	1000
CRLA-D1A-5K0	diámetro de 9,5 mm, para tubos de 0,5-1,5 ml, surtido	5000
CRLA-D2W-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, blanco	1000
CRLA-D2B-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, azul	1000
CRLA-D2R-1K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, rojo	1000
CRLA-D2A-5K0	diámetro de 13 mm, para tubos de 1,5-2 ml, surtido	5000
CRLA-D3W-1K0	diámetro de 19 mm, para tubos de 15-50 ml, blanco	1000
CRLA-D4W-500	diámetro de 25 mm, para tubos de 50 ml, blanco	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : CRYOGENIC LABELS, ROUND**

Description : Labels for cryogenic storage purposes. Round shape. Withstand extreme cold temperatures from -196 °C - 121 °C. Special material engineered to expand and contract with dramatic temperature changes. Permanent adhesive. Available in rolls in various sizes of one colour or assorted. Can be written on with a pen, pencil, or permanent marker without smearing. Compatible with laser printer printing

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CRLA-D1W-1K0	diameter 9,5 mm, for 0,5-1,5 ml tubes, white	1000
CRLA-D1B-1K0	diameter 9,5 mm, for 0,5-1,5 ml tubes, blue	1000
CRLA-D1R-1K0	diameter 9,5 mm, for 0,5-1,5 ml tubes, red	1000
CRLA-D1A-5K0	diameter 9,5 mm, for 0,5-1,5 ml tubes, assorted	5000
CRLA-D2W-1K0	diameter 13 mm, for 1,5-2 ml tubes, white	1000
CRLA-D2B-1K0	diameter 13 mm, for 1,5-2 ml tubes, blue	1000
CRLA-D2R-1K0	diameter 13 mm, for 1,5-2 ml tubes, red	1000
CRLA-D2A-5K0	diameter 13 mm, for 1,5-2 ml tubes, assorted	5000
CRLA-D3W-1K0	diameter 19 mm, for 15-50 ml tubes, white	1000
CRLA-D4W-500	diameter 25 mm, for 50 ml tubes, white	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : ÉTIQUETTE CRYOGÉNIQUE, RONDE**

Description : Etiquette pour stockage cryogénique, forme ronde. Résiste à des températures extrêmement froides de -196 ° C à 121 ° C. Matériau spécial conçu pour se dilater et se contracter avec des changements importants de températures. Adhésif permanent. Disponible en rouleaux de différentes tailles d'une couleur ou panaché. Ecriture possible avec un stylo, un crayon ou un marqueur permanent. Compatible avec l'impression sur imprimante laser

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CRLA-D1W-1K0	diamètre de 9,5 mm, pour tubes de 0,5-1,5 ml, blanche	1000
CRLA-D1B-1K0	diamètre de 9,5 mm, pour tubes de 0,5-1,5 ml, bleue	1000
CRLA-D1R-1K0	diamètre de 9,5 mm, pour tubes de 0,5-1,5 ml, rouge	1000
CRLA-D1A-5K0	diamètre de 9,5 mm, pour tubes de 0,5-1,5 ml, panaché	5000
CRLA-D2W-1K0	diamètre de 13 mm, pour tubes de 1,5-2 ml, blanche	1000
CRLA-D2B-1K0	diamètre de 13 mm, pour tubes de 1,5-2 ml, bleue	1000
CRLA-D2R-1K0	diamètre de 13 mm, pour tubes de 1,5-2 ml, rouge	1000
CRLA-D2A-5K0	diamètre de 13 mm, pour tubes de 1,5-2 ml, panaché	5000
CRLA-D3W-1K0	diamètre de 19 mm, pour tubes de 15-50 ml, blanche	1000
CRLA-D4W-500	diamètre de 25 mm, pour tubes de 50 ml, blanche	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ETICHETTA CRIOGENICA, ROTONDA

Descrizione : Etichetta per stoccaggio criogenico, forma tonda. Resiste a temperature estremamente fredde da 196 °C a 121 °C. Materiale speciale progettato con la capacità di dilatarsi e contrarsi con importanti cambi di temperatura. Adesivo permanente. Disponibile in rotoli di diverse dimensioni di un colore o in assortimento di colori. Possibile scrittura con penna, matita o pennarello permanente. Compatibile con la stampa tramite stampante laser

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CRLA-D1W-1K0	diametro di 9,5 mm, per provette di 0,5-1,5 ml, bianca	1000
CRLA-D1B-1K0	diametro di 9,5 mm, per provette di 0,5-1,5 ml, blu	1000
CRLA-D1R-1K0	diametro di 9,5 mm, per provette di 0,5-1,5 ml, rossa	1000
CRLA-D1A-5K0	diametro di 9,5 mm, per provette di 0,5-1,5 ml, assortimento	5000
CRLA-D2W-1K0	diametro di 13 mm, per provette de 1,5-2 ml, bianca	1000
CRLA-D2B-1K0	diametro di 13 mm, per provette de 1,5-2 ml, blu	1000
CRLA-D2R-1K0	diametro di 13 mm, per provette di 1,5-2 ml, rossa	1000
CRLA-D2A-5K0	diametro di 13 mm, per provette di 1,5-2 ml, assortimento	5000
CRLA-D3W-1K0	diametro di 19 mm, per provette di 15-50 ml, bianca	1000
CRLA-D4W-500	diametro de 25 mm, pour tubes de 50 ml, bianca	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CRYOGENE ETIKETTEN, ROND

Beschrijving : Etiketten voor cryogene opslag, ronde vorm. Bestand tegen extreem koude temperaturen van -196 °C tot 121 °C. Speciaal materiaal ontworpen om uit te zetten en te krimpen bij drastische temperatuurschommelingen. Permanente lijm. Verkrijgbaar op rollen in verschillende maten van één kleur of gemengd. Beschrijfbaar met pen, potlood of permanent marker. Compatibel met laserprinterafdrukken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CRLA-D1W-1K0	diameter van 9,5 mm, voor buizen van 0,5-1,5 ml, wit	1000
CRLA-D1B-1K0	diameter van 9,5 mm, voor buizen van 0,5-1,5 ml, blauw	1000
CRLA-D1R-1K0	diameter van 9,5 mm, voor buizen van 0,5-1,5 ml, rood	1000
CRLA-D1A-5K0	diameter van 9,5 mm, voor buizen van 0,5-1,5 ml, diverse kleuren	5000
CRLA-D2W-1K0	diameter van 13 mm, voor buizen van 1,5-2 ml, wit	1000
CRLA-D2B-1K0	diameter van 13 mm, voor buizen van 1,5-2 ml, blauw	1000
CRLA-D2R-1K0	diameter van 13 mm, voor buizen van 1,5-2 ml, rood	1000
CRLA-D2A-5K0	diameter van 13 mm, voor buizen van 1,5-2 ml, diverse kleuren	5000
CRLA-D3W-1K0	diameter van 19 mm, voor buizen van 15-50 ml, wit	1000
CRLA-D4W-500	diameter van 25 mm, voor buizen van 50 ml, wit	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KRYOETIKETTEN, RUND

Beschreibung : Etiketten für die Kryolagerung, rund. Beständig gegen extreme Kälte von -196 °C und bis 121 °C. Material speziell entworfen für eine Ausdehnung und Zusammenziehung bei drastischen Temperaturänderungen. Permanent haftend. Verfügbar in Rollen verschiedener Größen in einer Farbe oder gemischten Farben. Können mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden. Kompatibel mit Laserdruckern.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CRLA-D1W-1K0	Durchmesser 9,5 mm, für 0,5-1,5 ml Röhrchen, weiß	1000
CRLA-D1B-1K0	Durchmesser 9,5 mm, für 0,5-1,5 ml Röhrchen, blau	1000
CRLA-D1R-1K0	Durchmesser 9,5 mm, für 0,5-1,5 ml Röhrchen, rot	1000
CRLA-D1A-5K0	Durchmesser 9,5 mm, für 0,5-1,5 ml Röhrchen, versch.	5000
CRLA-D2W-1K0	Durchmesser 13 mm, für 1,5-2 ml Röhrchen, weiß	1000
CRLA-D2B-1K0	Durchmesser 13 mm, für 1,5-2 ml Röhrchen, blau	1000
CRLA-D2R-1K0	Durchmesser 13 mm, für 1,5-2 ml Röhrchen, rot	1000
CRLA-D2A-5K0	Durchmesser 13 mm, für 1,5-2 ml Röhrchen, versch.	5000
CRLA-D3W-1K0	Durchmesser 19 mm, für 15-50 ml Röhrchen, weiß	1000
CRLA-D4W-500	Durchmesser 25 mm, für 50 ml Röhrchen, weiß	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-D1W-1K0	0,22	0,03	48211010	08434868088771
CRLA-D1B-1K0	0,242	0,03	48211010	08434868088788
CRLA-D1R-1K0	0,1966	0,88	48211010	08434868088795
CRLA-D1A-5K0	0,14	0,10	48211010	08434868088801
CRLA-D2W-1K0	0,396	0,10	48211010	08434868088818
CRLA-D2B-1K0	0,2622	0,88	48211010	08434868088825
CRLA-D2R-1K0	0,432	0,07	48211010	08434868088832
CRLA-D2A-5K0	0,275	0,24	48211010	08434868088849
CRLA-D3W-1K0	0,432	0,08	48211010	08434868088856
CRLA-D4W-500	0,396	0,06	48211010	08434868088863

PRODUKTFOTO

