

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : ETIQUETAS CRIOGÉNICAS, RECTANGULARES**

Descripción : Etiquetas para almacenamiento criogénico, de forma rectangular. Soporta temperaturas de frío extremo de -196° C a 121° C. Material especial diseñado para expandirse y contraerse con cambios dramáticos de temperatura. Adhesivo permanente. Disponible en rollos en varios tamaños de un color. Se puede escribir con un bolígrafo, lápiz o marcador permanente. Compatibles con impresión mediante impresora láser

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	descripción	unidades por ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, para tubos de 0,5 ml, blanco	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, blanco	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, azul	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, para tubos de 1,5/2 ml, rojo	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917



GENERAL INFORMATION**Product name : CRYOGENIC LABELS, RECTANGULAR**

Description : Labels for cryogenic storage purposes. Rectangular shape. Withstand extreme cold temperatures from -196 °C - 121 °C. Special material engineered to expand and contract with dramatic temperature changes. Permanent adhesive. Available in rolls in various sizes of one colour or assorted. Can be written on with a pen, pencil, or permanent marker without smearing. Compatible with laser printer printing

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	description	pcs/pack
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, for 0,5 ml tubes, white	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, for 0,5 ml tubes, white	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, white	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, blue	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, for 1,5/2 ml tubes, red	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ÉTIQUETTE CRYOGÉNIQUE, RECTANGULAIRE

Description : Etiquette pour stockage cryogénique, forme rectangulaire. Résiste à des températures extrêmement froides de -196 ° C à 121 ° C. Matériau spécial conçu pour se dilater et se contracter avec des changements importants de températures. Adhésif permanent. Disponible en rouleaux de différentes tailles d'une couleur. Ecriture possible avec un stylo, un crayon ou un marqueur permanent. Compatible avec l'impression sur imprimante laser

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	description	unités par ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, pour tubes de 0,5 ml, blanche	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, pour tubes de 0,5 ml, blanche	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, blanche	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, bleue	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, pour tubes de 1,5/2 ml, rouge	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ETICHETTA CRIOGENICA, RETTANGOLARE

Descrizione : Etichetta per stoccaggio criogenico, forma rettangolare. Resiste a temperature estremamente fredde da 196 °C a 121 °C. Materiale speciale progettato con la capacità di dilatarsi e contrarsi con importanti cambi di temperatura. Adesivo permanente. Disponibile in rotoli di diverse dimensioni di un colore. Possibile scrittura con penna, matita o pennarello permanente

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	descrizione	unità per ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, per provette da 0,5 ml, bianca	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, per provette da 0,5 ml, bianca	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette da 1,5/2 ml, bianca	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette da 1,5/2 ml, blu	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, per provette da 1,5/2 ml, rossa	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CRYOGENE ETIKETTEN, RECHTHOEKIG

Beschrijving : Etiketten voor cryogene opslag, rechthoekig van vorm. Bestand tegen extreem koude temperaturen van -196 °C tot 121 °C. Speciaal materiaal ontworpen om uit te zetten en te krimpen bij drastische temperatuurschommelingen. Permanente lijm. Verkrijgbaar op rollen in verschillende maten van één kleur. Beschrijfbaar met pen, potlood of permanent marker. Compatibel met laserprinterafdrukken

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	beschrijving	stuks per ref.
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, voor buizen van 0,5 ml, wit	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, voor buizen van 0,5 ml, wit	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, voor buizen van 1,5/2 ml, wit	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, voor buizen van 1,5/2 ml, blauw	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, voor buizen van 1,5/2 ml, rood	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KRYOETIKETTEN, ECKIG

Beschreibung : Etiketten für die Kryolagerung, rechteckig. Beständig gegen extreme Kälte von -196 °C und bis 121 °C. Material speziell entworfen für eine Ausdehnung und Zusammenziehung bei drastischen Temperaturänderungen. Permanent haftend. Verfügbar in Rollen verschiedener Größen in einer Farbe. Können mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden. Kompatibel mit Laserdruckern.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CRLA-L1W-1K5	21 x 7	21x7 mm, für 0,5 ml Röhrchen, weiß	1500
CRLA-L2W-1K0	24 x 13	24x13 mm, für 0,5 ml Röhrchen, weiß	1000
CRLA-L3W-1K0	33 x 13	33x13 mm, für 1,5/2 ml Röhrchen, weiß	1000
CRLA-L3B-1K0	33 x 13	33x13 mm, für 1,5/2 ml Röhrchen, blau	1000
CRLA-L3R-1K0	33 x 13	33x13 mm, für 1,5/2 ml Röhrchen, rot	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRLA-L1W-1K5	0,3277	0,88	48211010	08434868088870
CRLA-L2W-1K0	0,432	0,06	48211010	08434868088887
CRLA-L3W-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088894
CRLA-L3B-1K0	0,726	0,10	48211010	08434868088900
CRLA-L3R-1K0	0,5899	1,10	48211010	08434868088917

