

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLABLE**

Descripción : Bolsas desechables de auto sellado, ideales para la esterilización de instrumental en laboratorios. Con un lateral transparente para facilitar la identificación del contenido. Adecuado para autoclave y esterilización por óxido de etileno (EtO). Incluye dos indicadores de esterilización: para vapor, con cambio de color de rosa a amarillo, y para óxido de etileno, con cambio de azul claro a negro



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	dimensiones film (mm)	unidades por ref.
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : SELF-SEALING STERILIZATION POUCH**

Description : Self-sealing disposable bags, ideal for the sterilization of instruments in laboratories. With a transparent side to facilitate the identification of the content. Suitable for autoclaving and ethylene oxide (EtO) sterilization. Includes two sterilization indicators: for steam, with colour change from pink to yellow, and for ethylene oxide, with colour change from light blue to black.



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	film dimensions (mm)	pcs/pack
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : SAC DE STÉRILISATION AUTO-ADHÉSIF

Description : Sac jetable auto-adhésif, idéal pour la stérilisation d'instruments en laboratoire. Avec un côté transparent pour faciliter l'identification du contenu. Convient pour l'autoclavage et la stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO). Inclut deux indicateurs de stérilisation : pour la vapeur, avec changement de couleur du rose au jaune, et pour l'oxyde d'éthylène, avec changement du bleu clair au noir.



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	dimensions film (mm)	unités par ref.
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SACHETTO AUTOSIGILLANTE PER STERILIZZAZIONE

Descrizione : Sacchetto monouso autosigillante, ideale per la sterilizzazione degli strumenti nei laboratori. Con un lato trasparente per facilitare l'identificazione del contenuto. Adatto per autoclave e sterilizzazione a ossido di etilene (EtO). Include due indicatori di sterilizzazione: per vapore, con viraggio da rosa a giallo, e per ossido di etilene, con viraggio da azzurro a nero



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	dimensioni film (mm)	unità per ref.
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : ZELFSLUITENDE STERILISATIEZAK**

Beschrijving : Zelfsluitende wegwerpzakken, ideaal voor het steriliseren van instrumenten in laboratoria. Met een transparante zijde om de identificatie van de inhoud te vergemakkelijken. Geschikt voor autoclaveren en sterilisatie met ethyleenoxide (EtO). Voorzien van twee sterilisatie-indicatoren: voor stoom, met kleurverandering van roze naar geel, en voor ethyleenoxide, met kleurverandering van lichtblauw naar zwart. Voor eenmalig gebruik



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	afmetingen film (mm)	stuks per ref.
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : STERILISATIONSBEUTEL, SELBSTVERSIEGELND

Beschreibung : Einmalbeutel mit Selbstversiegelung, ideal für die Sterilisation von Laborinstrumenten. Mit einer transparenten Seite für eine einfache Identifizierung des Inhalts. Geeignet für Autoklaven und Sterilisation durch Ethylenoxid (EtO). Mit zwei Sterilisationsindikatoren: für Dampf mit Farbumschlag von Rosa nach Gelb und für Ethylenoxid mit Farbumschlag von Hellblau nach Schwarz.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	Maße Folie (mm)	Stückzahl pro Artikel
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
STPO-070-200	1,04	0,45	48194000	08434868088924
STPO-090-200	1,56	0,58	48194000	08434868095199
STPO-190-200	4,921	1,66	48194000	08434868088931

PRODUKTFOTO

