

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : CUENCO DE LABORATORIO****Descripción :** Bordes redondeados y fondo plano. De acero inoxidable tipo 304

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | Øsuperior (mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|----------------|--------|-------------------|
| WBSS-160-001 | 1 L       | 160            | 60     | 1                 |
| WBSS-220-001 | 2 L       | 220            | 87     | 1                 |
| WBSS-240-001 | 3 L       | 240            | 97     | 1                 |
| WBSS-270-001 | 5 L       | 270            | 110    | 1                 |
| WBSS-300-001 | 6 L       | 300            | 120    | 1                 |
| WBSS-320-001 | 8 L       | 320            | 122    | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : LABORATORY BOWL****Description :** Rimmed edge and flat bottom. Made of stainless steel grade 304

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | Øtop (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| WBSS-160-001 | 1 L      | 160       | 60     | 1        |
| WBSS-220-001 | 2 L      | 220       | 87     | 1        |
| WBSS-240-001 | 3 L      | 240       | 97     | 1        |
| WBSS-270-001 | 5 L      | 270       | 110    | 1        |
| WBSS-300-001 | 6 L      | 300       | 120    | 1        |
| WBSS-320-001 | 8 L      | 320       | 122    | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : BOL DE LABORATOIRE****Description :** Bords arrondis et fond plat. Acier inoxydable type 304

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | Øsupérieur (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
| WBSS-160-001 | 1 L      | 160             | 60     | 1               |
| WBSS-220-001 | 2 L      | 220             | 87     | 1               |
| WBSS-240-001 | 3 L      | 240             | 97     | 1               |
| WBSS-270-001 | 5 L      | 270             | 110    | 1               |
| WBSS-300-001 | 6 L      | 300             | 120    | 1               |
| WBSS-320-001 | 8 L      | 320             | 122    | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : CIOTOLA DA LABORATORIO****Descrizione :** Bordi arrotondati e fondo piatto. Acciaio inossidabile classe 304

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | Øsuperiore (mm) | h (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------|--------|----------------|
| WBSS-160-001 | 1 L      | 160             | 60     | 1              |
| WBSS-220-001 | 2 L      | 220             | 87     | 1              |
| WBSS-240-001 | 3 L      | 240             | 97     | 1              |
| WBSS-270-001 | 5 L      | 270             | 110    | 1              |
| WBSS-300-001 | 6 L      | 300             | 120    | 1              |
| WBSS-320-001 | 8 L      | 320             | 122    | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : LABORATORIUMKOM****Beschrijving :** Afgeronde randen en vlakke bodem. Van roestvrij staal type 304

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | bovenØ (mm) | h (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------------|--------|----------------|
| WBSS-160-001 | 1 L        | 160         | 60     | 1              |
| WBSS-220-001 | 2 L        | 220         | 87     | 1              |
| WBSS-240-001 | 3 L        | 240         | 97     | 1              |
| WBSS-270-001 | 5 L        | 270         | 110    | 1              |
| WBSS-300-001 | 6 L        | 300         | 120    | 1              |
| WBSS-320-001 | 8 L        | 320         | 122    | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : LABORSCHÜSSEL****Beschreibung :** Abgerundete Ränder und flacher Boden. Aus Edelstahl 304.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Øoben (mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|------------|--------|-----------------------|
| WBSS-160-001  | 1 L     | 160        | 60     | 1                     |
| WBSS-220-001  | 2 L     | 220        | 87     | 1                     |
| WBSS-240-001  | 3 L     | 240        | 97     | 1                     |
| WBSS-270-001  | 5 L     | 270        | 110    | 1                     |
| WBSS-300-001  | 6 L     | 300        | 120    | 1                     |
| WBSS-320-001  | 8 L     | 320        | 122    | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| WBSS-160-001 | 0,704     | 0,19 | 73102990 | 08434868092204 |
| WBSS-220-001 | 2,464     | 0,45 | 73102990 | 08434868098657 |
| WBSS-240-001 | 3         | 0,45 | 73102990 | 08434868092211 |
| WBSS-270-001 | 8,008     | 0,78 | 73102990 | 08434868098664 |
| WBSS-300-001 | 8,7       | 0,75 | 73102990 | 08434868092228 |
| WBSS-320-001 | 8         | 1,00 | 73102990 | 08434868098671 |

## PRODUKTFOTO

