

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** EMBUDO, ACERO INOXIDABLE**Descripción :** Fabricado en acero inoxidable 316. Incluye un canal de aire diseñado para un flujo suave y fácil.

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior (mm)	Øvástago (mm)	h (mm)	unidades por ref.
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : FUNNEL, STAINLESS STEEL**Description :** Made of 316 stainless steel. Includes an air channel designed for smooth and easy airflow.

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	h (mm)	pcs/pack
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ENTONNOIR EN ACIER INOXYDABLE**Description :** Fabriqué en acier inoxydable 316. Inclut un canal d'air conçu pour assurer un écoulement fluide et facile.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	h (mm)	unités par ref.
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : IMBUTO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**Descrizione :** Realizzato in acciaio inossidabile 316. Include un canale dell'aria progettato per garantire un flusso fluido e agevole.

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	h (mm)	unità per ref.
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ROESTVRIJSTALEN TRECHTER**Beschrijving :** Gemaakt van 316 roestvrij staal. Voorzien van een luchtkanaal dat is ontworpen voor een soepele en gemakkelijke luchtstroom.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ (mm)	Østeel (mm)	h (mm)	stuks per ref.
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TRICHTER AUS EDELSTAHL**Beschreibung :** Aus Edelstahl 316. Verfügt über einen Luftkanal, der für einen gleichmäßigen und mühelosen Luftstrom ausgelegt ist.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben (mm)	ØStiel (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
FUNA-050-001	50	12	65	1
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-080-001	80	12	105	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-120-001	120	12	140	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1
FUNA-250-001	250	19	230	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-050-001	0,14	0,20	73269092	08434868109780
FUNA-060-001	0,024	0,10	73269092	08434868097650
FUNA-080-001	0,539	0,21	73269092	08434868109797
FUNA-100-001	0,297	0,24	73269092	08434868097667
FUNA-120-001	1,188	0,18	73269092	08434868109803
FUNA-150-001	1,08	0,17	73269092	08434868097674
FUNA-200-001	4,48	0,25	73269092	08434868097681
FUNA-250-001	10	0,39	73269092	08434868109810

PRODUKTFOTO

