

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** MORTERO DE ACERO INOXIDABLE CON MANO**Descripción :** Fabricado en acero inoxidable 304. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	hint. (mm)	htotal (mm)	unidades por ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name :** STAINLESS STEEL MORTAR WITH PESTLE**Description :** Made of 304 stainless steel. Price includes mortar and pestle

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	hint. (mm)	htotal (mm)	pcs/pack
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MORTIER AVEC PILON AN ACIER INOXYDABLE**Description :** Fabriqué en acier inoxydable 304. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	hint. (mm)	htotale (mm)	unités par ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MORTAIO E PESTELLO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**Descrizione :** Realizzato in acciaio inossidabile 304. Il prezzo include mortaio e pestello

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	hint. (mm)	htotale (mm)	unità per ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : RVS VIJZEL MET STAMPER****Beschrijving :** Gemaakt van RVS 304. Prijzen zijn voor de set van vijzel en stamper

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	hint. (mm)	htotaal (mm)	stuks per ref.
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MÖRSEr AUS EDELSTAHL MIT PISTILL**Beschreibung :** Aus Edelstahl 304. Die Preise entsprechen dem Set aus Mörser und Pistill.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	Hinn. (mm)	Hgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
MORA-110-001	250 ml	110	65	90	1
MORA-140-001	500 ml	140	75	100	1
MORA-100-001	1800 ml	180	110	140	1
MORA-200-001	2300 ml	200	120	150	1
PESS-135-001	stainless steel pestle	-	-	-	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORA-110-001	4,554	0,83	73269092	08434868109827
MORA-140-001	4,114	0,87	73269092	08434868109834
MORA-100-001	1,8	0,95	73269092	08434868097704
MORA-200-001	4,6	1,04	73269092	08434868097711
PESS-135-001	0,25	0,35	73269092	08434868109841

