

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : HOJAS DE BISTURÍ ESTÉRILES

Descripción : Fabricadas en acero al carbono. Envasadas individualmente en resistente embalaje de aluminio. Estériles por rayos gamma. Compatibles con nuestras referencias SCH-003-001 y SCH-004-001. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SCBL-010-100	hoja nº 10	100
SCBL-011-100	hoja nº 11	100
SCBL-015-100	hoja nº 15	100
SCBL-021-100	hoja nº 21	100
SCBL-022-100	hoja nº 22	100
SCBL-023-100	hoja nº 23	100
SCBL-024-100	hoja nº 24	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : SCALPEL BLADES, STERILE**

Description : Made of carbon steel. Individually packed in sturdy aluminium packaging. Sterile by gamma rays. Compatible with our references SCHL-003-001 and SCHL-004-001. Free sterilization certificate available on the website



Complies with the specifications defined in the European directive



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SCBL-010-100	blade n° 10	100
SCBL-011-100	blade n° 11	100
SCBL-015-100	blade n° 15	100
SCBL-021-100	blade n° 21	100
SCBL-022-100	blade n° 22	100
SCBL-023-100	blade n° 23	100
SCBL-024-100	blade n° 24	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : LAMES DE SCALPEL STÉRILES

Description : Fabriquées en acier au carbone. Emballés individuellement dans un emballage robuste en aluminium. Stérilisées par rayons gamma. Compatibles avec nos références SCH-003-001 et SCH-004-001. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SCBL-010-100	lame n° 10	100
SCBL-011-100	lame n° 11	100
SCBL-015-100	lame n° 15	100
SCBL-021-100	lame n° 21	100
SCBL-022-100	lame n° 22	100
SCBL-023-100	lame n° 23	100
SCBL-024-100	lame n° 24	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : LAME PER BISTURI STERILI

Descrizione : Realizzate in acciaio al carbonio. Confezionate singolarmente in una robusta confezione di alluminio. Sterilizzate a raggi gamma. Compatibile con le nostre referenze SCH-003-001 e SCH-004-001. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SCBL-010-100	lame n° 10	100
SCBL-011-100	lame n° 11	100
SCBL-015-100	lame n° 15	100
SCBL-021-100	lame n° 21	100
SCBL-022-100	lame n° 22	100
SCBL-023-100	lame n° 23	100
SCBL-024-100	lame n° 24	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : STERIELE SCALPELMESJES**

Beschrijving : Gemaakt van koolstofstaal. Individueel verpakt in een stevige aluminium verpakking. Gesteriliseerd door gammastralen. Compatibel met onze artikelen SCHA-003-001 en SCHA-004-001. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SCBL-010-100	blade n° 10	100
SCBL-011-100	blade n° 11	100
SCBL-015-100	blade n° 15	100
SCBL-021-100	blade n° 21	100
SCBL-022-100	blade n° 22	100
SCBL-023-100	blade n° 23	100
SCBL-024-100	blade n° 24	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SKALPELLKLINGEN, STERIL

Beschreibung : Hergestellt aus Kohlenstoffstahl. Einzeln verpackt in stabiler Aluminiumverpackung. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Kompatibel mit unseren Artikeln SCHA-003-001 und SCHA-004-001. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SCBL-010-100	Klinge Nr. 10	100
SCBL-011-100	Klinge Nr. 11	100
SCBL-015-100	Klinge Nr. 15	100
SCBL-021-100	Klinge Nr. 21	100
SCBL-022-100	Klinge Nr. 22	100
SCBL-023-100	Klinge Nr. 23	100
SCBL-024-100	Klinge Nr. 24	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SCBL-010-100	0,216	0,13	90183900	08434868099456
SCBL-011-100	0,126	0,10	82149000	08434868099463
SCBL-015-100	0,112	0,09	90183900	08434868099470
SCBL-021-100	0,21	0,17	90183900	08434868101432
SCBL-022-100	0,308	0,19	90183900	08434868101449
SCBL-023-100	0,28	0,14	90183900	08434868099487
SCBL-024-100	0,21	0,17	90183900	08434868099494

