

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : DENSÍMETRO DE USO GENERAL****Descripción :** De vidrio. No normalizados. Lectura por debajo del menisco. Calibrados a 20°C. Unidad: g/ml. Estos instrumentos no están disponibles con certificado de calibración**DATOS TÉCNICOS**

referencia	rango (g/ml)	precisión(g/ml)	división (g/ml)	unidades por ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : COMMERCIAL GRADE DENSITY HYDROMETERS****Description :** Made of glass. Not standardized. Reading below meniscus. Calibrated at 20°C. Unit: g/ml. These instruments are not delivered with calibration certificates**TECHNICAL DATA**

reference	range (g/ml)	accuracy (g/ml)	division (g/ml)	pcs/pack
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : DENSIMÈTRE POUR USAGE GÉNÉRAL**Description :** En verre. Non normalisé. Lecture en dessous du ménisque. Calibré à 20 °C Unité : g/ml. N'est pas livré avec certificat d'étalonnage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme (g/ml)	précision (g/ml)	division (g/ml)	unités par ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : DENSIMETRO PER USO GENERICO**Descrizione :** In vetro. Non standardizzato. Lettura sotto il menisco. Calibrato a 20 °C. Unità: g/ml. Questo strumento non è disponibile con certificato di calibrazione

DATI TECNICI

referenza	variabilità (g/ml)	accuratezza (g/ml)	divisione (g/ml)	unità per ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DICHTHEIDSMETER VOOR ALGEMEEN GEBRUIK**Beschrijving :** Vervaardigd van glas. Niet genormaliseerd. Aflezing onder de meniscus. Gekalibreerd bij 20 °C.
Eenheid: g/ml. Deze instrumenten zijn niet verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik (g/ml)	precisie (g/ml)	verdeling (g/ml)	stuks per ref.
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ARÄOMETER, FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH**Beschreibung** : Aus Glas. Nicht normalisiert. Lesung unterhalb des Meniskus. Kalibriert bei 20 °C. Einheit: g/ml.
Kalibrierungszertifikat nicht verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich (g/ mm)	Präzision (g/ml)	Division (g/ml)	Stückzahl pro Artikel
HYDR-06M-001	0,600 - 0,700	±0,001	0,001	1
HYDR-07M-001	0,700 - 0,800	±0,001	0,001	1
HYDR-08M-001	0,800 - 0,900	±0,001	0,001	1
HYDR-09M-001	0,900 - 1,000	±0,001	0,001	1
HYDR-10M-001	1,000 - 1,100	±0,001	0,001	1
HYDR-11M-001	1,100 - 1,200	±0,001	0,001	1
HYDR-HLM-001	1,000 - 2,000	±0,01	0,01	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HYDR-06M-001	0,252	0,07	90258080	08434868109582
HYDR-07M-001	0,261	0,07	90258080	08434868109599
HYDR-08M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109605
HYDR-09M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109612
HYDR-10M-001	0,27	0,08	90258080	08434868109629
HYDR-11M-001	0,261	0,09	90258080	08434868109636
HYDR-HLM-001	0,27	0,07	90258080	08434868109643

