

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : PORTAFILTROS DE ACERO INOXIDABLE PARA MEMBRANAS DE 47 mm****Descripción :** Consta de base, soporte portafiltros y embudo de acero inoxidable (300 ml), tapón de silicona #8 (Øsup 37 mm y Øinf 30 mm) y pinza de aluminio. Filtro con tamaño de poro de 300 µm. Se conecta directamente a la rampa de filtración**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | descripción                                                     | unidades por ref. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| FUSS-047-001 | portafiltros de acero para membranas de 47 mm (equipo completo) | 1                 |
| FUSS-A01-001 | soporte portafiltros de acero inoxidable 47 mm                  | 1                 |
| FUSS-A04-001 | embudo de 300 ml en acero inoxidable                            | 1                 |
| FUSS-A02-001 | tapón de silicona #8                                            | 1                 |
| FUSS-A03-001 | pinza de aluminio                                               | 1                 |
| FUSS-A06-001 | frita de acero inoxidable (Ø 38 mm, grosor 2 mm)                | 1                 |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |



**GENERAL INFORMATION****Product name : STAINLESS STEEL FILTER HOLDER FOR 47 mm DISC FILTERS**

**Description :** Includes stainless steel holder, support screen and funnel (300 ml), silicone stopper #8 (Øupper 37 mm and Ølower 30 mm) and aluminium clamp. Filter with a 300 µm pore size. Can be connected to any filter holder bearing a stopper size #8

**TECHNICAL DATA**

| reference    | description                                                         | pcs/pack |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| FUSS-047-001 | stainless steel filter holder for 47 mm disc filters (complete set) | 1        |
| FUSS-A01-001 | stainless steel support screen, 47 mm                               | 1        |
| FUSS-A04-001 | stainless steel funnel, 300 ml                                      | 1        |
| FUSS-A02-001 | silicone stopper #8                                                 | 1        |
| FUSS-A03-001 | aluminium clamp                                                     | 1        |
| FUSS-A06-001 | stainless-steel frit (Ø 38 mm, thickness 2 mm)                      | 1        |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : KIT DE FILTRATION EN ACIER INOXYDABLE POUR MEMBRANE DE 47 mm****Description :** Se compose d'une base, entonnoir (300 ml) et support de filtre en inox, bouchon en silicone #8 (Øsup 37 mm et Øinf 30 mm) et pince en aluminium. Filtre avec une taille de pore de 300 µm. Se connecte directement à la rampe de filtration

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | description                                                      | unités par ref. |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FUSS-047-001 | kit de filtration en inox pour membrane 47 mm (ensemble complet) | 1               |
| FUSS-A01-001 | base avec filtre en inox, 47 mm                                  | 1               |
| FUSS-A04-001 | entonnoir 300 ml en inox                                         | 1               |
| FUSS-A02-001 | bouchon silicone #8                                              | 1               |
| FUSS-A03-001 | pince en aluminium                                               | 1               |
| FUSS-A06-001 | fritte en acier inoxydable (Ø 38 mm, épaisseur 2 mm)             | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : PORTAFILTRI IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE DI 47 mm****Descrizione :** È composto da base, supporto portafiltri e imbuto in acciaio inox (300 ml), tappo in silicone #8 (Øsup 37 mm e Øinf 30 mm) e pinza in alluminio. Filtro con una dimensione dei pori di 300 µm. Si collega direttamente alla rampa di filtrazione

## DATI TECNICI

| referenza    | descrizione                                                     | unità per ref. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| FUSS-047-001 | portafiltri in acciaio per membrane di 47 mm (sistema completo) | 1              |
| FUSS-A01-001 | supporto portafiltri in acciaio inossidabile 47 mm              | 1              |
| FUSS-A04-001 | Imbuto in acciaio inossidabile da 300 ml                        | 1              |
| FUSS-A02-001 | tappo in silicone #8                                            | 1              |
| FUSS-A03-001 | pinza in alluminio                                              | 1              |
| FUSS-A06-001 | fritta in acciaio inox (Ø 38 mm, spessore 2 mm)                 | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : RVS FILTERHOUDER VOOR MEMBRANEN VAN 47 mm**

**Beschrijving :** Bestaat uit een basis, een filterhoudersteun en een roestvrijstalen trechter (300 ml), een #8 siliconen dop (bovenØ 37 mm en onderØ 30 mm) en een aluminium klem. Filter met een poriegrootte van 300 µm. Wordt rechtstreeks aangesloten op de filtratie-eenheid

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | beschrijving                                                 | stuks per ref. |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| FUSS-047-001 | stalen filterhouder voor membranen van 47 mm (volledige set) | 1              |
| FUSS-A01-001 | RVS filterhouder 47 mm                                       | 1              |
| FUSS-A04-001 | RVS trechter van 300 ml                                      | 1              |
| FUSS-A02-001 | siliconen dop #8                                             | 1              |
| FUSS-A03-001 | aluminium klem                                               | 1              |
| FUSS-A06-001 | roestvrijstalen frit (Ø 38 mm, dikte 2 mm)                   | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : FILTRATIONS-AUFSATZ AUS EDELSTAHL, FÜR 47 mm MEMBRANEN**

**Beschreibung** : Mit einer Basis mit einer porösen Glasplatte, Edelstahlfilterhalter und -trichter (300 ml), Silikondichtung #8 (Øoben 37 mm und Øunten 30 mm) und Aluminiumklammer. Filter mit einer Porengröße von 300 µm. Wird direkt an das Vakuumfiltrationsgerät angeschlossen.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung                                         | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| FUSS-047-001  | Filtrationsaufsatz aus Edelstahl für 47 mm Membranen | 1                     |
| FUSS-A01-001  | 47 mm Edelstahlfilterhalter                          | 1                     |
| FUSS-A04-001  | 300 ml Edelstahltrichter                             | 1                     |
| FUSS-A02-001  | Silikondichtung #8                                   | 1                     |
| FUSS-A03-001  | Aluminiumklammer                                     | 1                     |
| FUSS-A06-001  | Edelstahl-Fritte (Ø 38 mm, Dicke 2 mm)               | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| FUSS-047-001 | 6,96      | 0,56 | 84212980 | 08434868024663 |
| FUSS-A01-001 | 6,3       | 0,48 | 84212980 | 08434868024670 |
| FUSS-A04-001 | 1,5       | 0,15 | 84212980 | 08434868024700 |
| FUSS-A02-001 | 0,3       | 0,19 | 84212980 | 08434868024687 |
| FUSS-A03-001 | 0,63      | 0,09 | 84212980 | 08434868024694 |
| FUSS-A06-001 | 0,5       | 0,10 | 84212980 | 08434868100442 |

## PRODUKTFOTO



