

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI Ø100 mm DE POLIESTIRENO**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro



Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, aséptica	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, estéril	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, aséptica	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	con 3 vientos, estéril	480

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

GENERAL INFORMATION**Product name :** Ø100 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES**Description :** Packed in a bag of 20 units, aseptic or sterilized by irradiation. Free sterilization certificate available on the website

Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices



Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	aseptic, with 3 vents	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	sterile, with 3 vents	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	aseptic, with 3 vents	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	sterile, with 3 vents	480

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

PRODUCT PHOTO

MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø100 mm EN POLYSTYRÈNE**Description :** Présentée en sachet de 20 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro



Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, aseptique	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, stérile	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, aseptique	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	avec 3 ergots, stérile	480

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø100 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 20 pz asettici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro



Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, asettica	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	480

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN Ø100 mm VAN POLYSTYREEN**Beschrijving :** Gepresenteerd in zakken van 20 eenheden aseptisch of steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de websiteProduct in overeenstemming met de Europese
In Vitro Diagnostic Devices Directive

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, steriel	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, aseptisch	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	met 3 ventilatieopeningen, steriel	480

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 °C tot +70 (80) °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø100 mm AUS POLYSTYROL**Beschreibung :** Verpackt in Beuteln mit je 20 St., aseptisch oder sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika



Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-100-460	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	460
PDIP-10E-460	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, steril	460
PDIP-100-480	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, aseptisch	480
PDIP-10E-480	95,4	13,7	15,55	mit 3 Belüftungsnocken, steril	480

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-100-460	85,034	8,63	39269097	08057509750044
PDIP-10E-460	82,246	8,80	39269097	08057509750051
PDIP-100-480	78,2	9,83	39269097	08434868085534
PDIP-10E-480	82,246	10,29	39269097	08434868085541

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 °C +70 (80) °C