

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** TARRO DE HDPE BOCA ANCHA ('DUQUESAS') OPACO**Descripción :** Los tarros y las tapas son de color blanco opaco. Con tapa en PP y obturador de LDPE

Producto apto para uso alimentario



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	unidades por ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

FOTO DEL PRODUCTO

MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

<div>Fabricado con un 30% de material reciclado</div><div>100% Reciclable</div>

GENERAL INFORMATION

Product name : WIDE MOUTH BOTTLE, HDPE, OPAQUE**Description :** Bottle and lids are made in white opaque colour. With lid in PP and insert plug in LDPE

Food-grade product



Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

<div>Made from 30% recycled material</div><div>100% Recyclable</div>

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PEHD, COL LARGE OPAQUE**Description :** En polyéthylène haute densité. Avec bouchon blanc en PP et obturateur en LDPE. Opaque

Apte à un usage alimentaire



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

<div>Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés</div><div>100% Recyclable</div>

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BARATTOLO IN HDPE A BOCCA LARGA OPACO**Descrizione :** Il vaso e il tappo sono di colore bianco opaco. Con tappo in PP e otturatore in LDPE

Adatto per uso alimentare



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

<div>Realizzato con il 30% di materiale riciclato</div><div>100% Riciclabile </div>

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : POT VAN HDPE MET WIJDE HALS, ONDOORZICHTIG**Beschrijving :** Potten en deksels zijn ondoorzichtig wit. Met deksel van PP en afsluiter van LDPE

Geschikt voor levensmiddelen



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	stuks per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +80 °C. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PROBENBEHÄLTER AUS HDPE, WEITHALS, OPAK**Beschreibung :** Die Behälter und Deckel sind weiß-opak. Mit Deckel aus PP und Dichtung aus LDPE

Lebensmittelkontaktmaterial



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	1,056	0,18	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	2,116	0,21	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	2,48	0,30	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	11,352	0,55	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	6,912	0,38	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	6,496	0,39	39233010	08434868049567

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 °C bis+ 80 °C. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.