

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Stainless steel vial rack

Description: For sample vials SVSN

SPECIFICATIONS


Reference	pcs/ box	h (mm)	l (mm)	w (mm)	type
TTSS-S48-001	1	30	160	122	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 16 mm
TTSS-T48-001	1	30	209	160	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 22 mm
TTSS-U48-001	1	35	210	161	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 25 mm
TTSS-V48-001	1	40	275	205	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 30 mm

PACKING

Type: Carboard box

Label:

labbox	TTSS-T48-001
	Stainless steel rack for 8 x 6 vials (< Ø22 mm), height : 30 mm
	Gradilla de acero inoxidable para 8 x 6 viales (hasta Ø 22 mm), altura: 30 mm
	Portoir en acier inoxydable pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 22 mm , h. 30 mm
	Batch n°.: xxxx



MATERIAL

Stainless steel 18/8

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Gradilla de acero inoxidable para viales

Descripción: Para los viales para muestras SVSN

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo
TTSS-S48-001	1	30	160	122	para 8 x 6 viales (hasta Ø 16 mm)
TTSS-T48-001	1	30	209	160	para 8 x 6 viales (hasta Ø 22 mm)
TTSS-U48-001	1	35	210	161	para 8 x 6 viales (hasta Ø 25 mm)
TTSS-V48-001	1	40	275	205	para 8 x 6 viales (hasta Ø 30 mm)

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

labbox	TTSS-S48-001
	Stainless steel rack for 8 x 6 vials (< Ø16 mm), height : 30 mm
	Gradilla de acero inoxidable para 8 x 6 viales (hasta Ø 16 mm), altura: 30 mm
	Portoir en acier inoxydable pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 16 mm , h. 30 mm
	Batch n ^o .: xxxx



MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Portoir en acier inoxydable pour fiole

Description: Pour fiole ayant comme référence SVSN

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type
TTSS-S48-001	1	30	160	122	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 16 mm
TTSS-T48-001	1	30	209	160	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 22 mm
TTSS-U48-001	1	35	210	161	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 25 mm
TTSS-V48-001	1	40	275	205	pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 30 mm

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

TTSS-T48-001

Stainless steel rack for 8 x 6 vials (< Ø22 mm), height : 30 mm

Gradilla de acero inoxidable para 8 x 6 viales (hasta Ø 22 mm), altura: 30 mm

Portoir en acier inoxydable pour 8 x 6 fioles de Ø jusqu'à 22 mm , h. 30 mm

Batch n°.: xxxx



MATÉRIEL

Inox 18/8