

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Nombre del producto :** TUBO DE CENTRÍFUGA CON FALDÓN GRADUADO DE POLIPROPILENO, 50 ml, **PREMIUM LINE**

**Descripción :** Fondo cónico con faldón. Adecuado para el almacenamiento criogénico a -80 °C. Material libre de DNasa, RNasa y pirógenos. Resistencia a la centrifugación: 7000 xg. Cierre hermético. Graduación serigrafiada muy visible y resistente. Banda mate de escritura. El modelo estéril lo es por radiación. Bolsa resellable. Autoclavable. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Libre de DNasa y RNasa



Esterilizado por radiación gamma

**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | capacidad | tipo       | unidades por ref. |
|--------------|-----------|------------|-------------------|
| PTSP-050-025 | 50 ml     | no estéril | 25                |
| PTSP-E50-025 | 50 ml     | estéril    | 25                |
| PTSP-050-500 | 50 ml     | no estéril | 20 x 25           |
| PTSP-E50-500 | 50 ml     | estéril    | 20 x 25           |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

## OTROS DATOS TÉCNICOS

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

**GENERAL INFORMATION**

**Product name :** CENTRIFUGE TUBE, POLYPROPYLENE, WITH GRADUATION AND SKIRT, 50 ml,  
**PREMIUM LINE**

**Description :** Conical bottom with skirt. Autoclavable. Suitable for cryogenic storage at -80 °C. Certified DNase, RNase and Pyrogen free. Withstands high RCF of 7000xg. Leak proof. Highly visible solvent resistant graduations and labeling area. Sterile reference is by radiation. Sterile reference is by radiation. Free sterilization certificate available on the website



Autoclavability



Available in standard size and economy size



DNase and RNase free



Sterile by gamma radiation

**TECHNICAL DATA**

| reference    | capacity | type        | pcs/pack |
|--------------|----------|-------------|----------|
| PTSP-050-025 | 50 ml    | non-sterile | 25       |
| PTSP-E50-025 | 50 ml    | sterile     | 25       |
| PTSP-050-500 | 50 ml    | non-sterile | 20 x 25  |
| PTSP-E50-500 | 50 ml    | sterile     | 20 x 25  |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## MORE TECHNICAL DATA

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : TUBE À CENTRIFUGER, FOND CONIQUE, AVEC JUPE, GRADUÉ, EN PP, 50 ml, PREMIUM LINE**

**Description :** Fond conique avec jupe. Convient pour le stockage cryogénique à -80 °C. Certifié sans DNase, RNase, non pyrogène. Résiste à une FCR élevée de 7000 xg. Étanche. Graduation et zone d'étiquetage très visibles et résistantes aux solvants. Le modèle stérile l'est par radiation. Sac refermable. Autoclavable. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation gamma

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | type        | unités par ref. |
|--------------|----------|-------------|-----------------|
| PTSP-050-025 | 50 ml    | non stérile | 25              |
| PTSP-E50-025 | 50 ml    | stérile     | 25              |
| PTSP-050-500 | 50 ml    | non stérile | 20 x 25         |
| PTSP-E50-500 | 50 ml    | stérile     | 20 x 25         |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## MORE TECHNICAL DATA

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : PROVETTA PER CENTRIFUGA GRADUATA IN POLIPROPILENE CON BASE D'APPOGGIO, 50 ml, PREMIUM LINE**

**Descrizione** : Fondo conico con base d'appoggio. Adatta allo stoccaggio criogenico a -80 °C. Materiale privo di DNase, RNase e pirogeni. Resistenza alla forza centrifuga: 7000 xg. Chiusura ermetica. Graduazione serigrafata ben visibile e resistente. Area di scrittura con banda opaca. Il modello sterile è tale mediante irraggiamento. Sacchetto risigillabile. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione gamma

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | tipo        | unità per ref. |
|--------------|----------|-------------|----------------|
| PTSP-050-025 | 50 ml    | non sterile | 25             |
| PTSP-E50-025 | 50 ml    | sterile     | 25             |
| PTSP-050-500 | 50 ml    | non sterile | 20 x 25        |
| PTSP-E50-500 | 50 ml    | sterile     | 20 x 25        |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## PIÙ DATI TECNICI

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : PP CENTRIFUGEBUIS MET STA-RAND EN SCHAALVERDELING, 50 ml, PREMIUM LINE**

**Beschrijving :** Conische bodem met sta-rand. Autoclaveerbaar. Geschikt voor cryogene opslag bij -80 °C. Materiaal vrij van DNase, RNase en pyrogenen. Weerstand tegen centrifugeren: 7000 xg. Hermetisch afgesloten. Gezeefdrukte schaalverdeling goed zichtbaar en resistent. Matte strook met schrijfruimte. Het steriele model is steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door gammastraling

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | type         | stuks per ref. |
|--------------|------------|--------------|----------------|
| PTSP-050-025 | 50 ml      | niet-steriel | 25             |
| PTSP-E50-025 | 50 ml      | steriel      | 25             |
| PTSP-050-500 | 50 ml      | niet-steriel | 20 x 25        |
| PTSP-E50-500 | 50 ml      | steriel      | 20 x 25        |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : ZENTRIFUGENRÖHRCHEN AUS PP, GRADUIERT, MIT STEHRAND, 50 ml PREMIUM LINE**

**Beschreibung** : Konischer Boden mit Stehrand. Autoklavierbar. Geeignet für die kryogene Lagerung bei -80 °C. Material DNase-, RNase- und pyrogenfrei. Zentrifugierbarkeit: 7000 xg. Hermetischer Verschluss. Siebdruck-Graduierung gut sichtbar und beständig. Mattes Beschriftungsfeld. Sterilisiert durch Bestrahlung. Wiederverschließbarer Beutel. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Gammastrahlen

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Typ      | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|----------|-----------------------|
| PTSP-050-025  | 50 ml   | unsteril | 25                    |
| PTSP-E50-025  | 50 ml   | steril   | 25                    |
| PTSP-050-500  | 50 ml   | unsteril | 20 x 25               |
| PTSP-E50-500  | 50 ml   | steril   | 20 x 25               |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (cm3) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|-----------|------|----------|----------------|
| PTSP-050-025 | 2,94      | 0,36 | 39269097 | 08434868037533 |
| PTSP-E50-025 | 2,268     | 0,35 | 39269097 | 08434868037540 |
| PTSP-050-500 | 82,56     | 9,05 | 39269097 | 18434868037530 |
| PTSP-E50-500 | 79,827    | 8,08 | 39269097 | 18434868037547 |

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

### MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

Tube Diameter  $29,5 \pm 0,5$  mm

Avg. Wall Thickness  $1,25 \pm 0,3$  mm

Tube Height (w/cap)  $114,5 \pm 1,5$  mm

Product Height (with cap)  $116,2 \pm 1,5$  mm

Cap Outer Diameter  $35,0 \pm 0,5$  mm

Tube Weight  $10,4 \pm 0,3$  gm

Closure Weight  $3,0 \pm 0,3$  gm

Product Unit Weight  $13,4 \pm 0,5$  gm

Graduation Range 5 - 50 ml

Graduation Interval 2,5 ml

Maximum RCF 7000 x g