

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CAJA DE CARTÓN CONGELABLE PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA**Descripción :** Para los tubos graduados de polipropileno de 15 y 50 ml. Aptas para uso en congelador de hasta -80 °C

DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	para tubos de Øint	capacidad	unidades por ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 tubos	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 tubos	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : CARTON FREEZER BOX FOR CENTRIFUGE TUBES****Description :** For 15 and 50 ml polypropylene graduated centrifuge tubes. Suitable for use in ultrafreezers down to -80°C**TECHNICAL DATA**

reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	for containers with inner-Ø	capacity	pcs/pack
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 tubes	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 tubes	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE EN CARTON CONGELABLE POUR TUBE À CENTRIFUGER**Description :** Pour les tubes de 15 et 50 ml. Convient pour une utilisation dans des ultracongélateurs jusqu'à -80 °C

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	pour verrerie avec Øint	capacité	unités par ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 tubes	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 tubes	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 tubes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : SCATOLE DI CARTONE PER CONGELAMENTO DI PROVETTE PER CENTRIFUGA**Descrizione :** Per provette graduate in polipropilene da 15 e 50 ml. Adatte per l'uso in ultracongelatori fino a -80 °C

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	per tubetti di Øint	capacità	unità per ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 provette	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 provette	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 provette	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam :** INVRIESBARE KARTONNEN DOOS VOOR CENTRIFUGEBUIZEN**Beschrijving :** Voor polypropyleen centrifugebuisen met schaalverdeling van 15 en 50 ml. Geschikt voor gebruik in ultravriezers tot -80°C**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	voor buisjes met Øint	capaciteit	stuks per ref.
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 buizen	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 buizen	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 buizen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KRYOBOX AUS KARTON, FÜR ZENTRIFUGENRÖHRCHEN**Beschreibung :** Für graduierte 15 und 50 ml Röhrchen aus Polypropylen. Geeignet für die Verwendung in Ultratiefkühlschränken bis -80 °C.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	für Reagenzgläser mit Øinn.	Volumen	Stückzahl pro Artikel
CBOX-049-001	115	134	134	17	36 Röhrchen	1
CBOX-H49-001	122	150	150	17	36 Röhrchen	1
CBOX-016-001	122	150	150	35	16 Röhrchen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-049-001	2,352	0,16	48192000	08434868012462
CBOX-H49-001	3,072	0,20	48192000	08434868106635
CBOX-016-001	2,652	0,19	48192000	08434868012455

PRODUKTFOTO

