

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CRISOL DE CUARZO TRANSPARENTE**Descripción :** Forma alta. Pueden soportar temperaturas hasta 1100°C. El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Elevada resistencia a ácidos y sensibles a bases fuertes y HF.

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øborde (mm)	Øinferior (mm)	h con tapa (mm)	unidades por ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : QUARTZ CRUCIBLE, TRANSPARENT**Description :** Tall form. They can withstand temperatures up to 1100 ° C. Price includes crucible and lid. High resistance to acids and sensitive to strong bases and HF.

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ørim (mm)	Øbottom (mm)	h with lid (mm)	pcs/pack
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CREUSET EN QUARTZ TRANSPARENT**Description :** Forme haute. Résiste à des températures jusqu'à 1100°C. Couvercle inclus. Haute résistance aux acides et sensibles aux bases fortes et au HF.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup (mm)	Øinférieur (mm)	h avec couvercle (mm)	unités par ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CROGIOLO DI QUARZO TRASPARENTE**Descrizione :** Forma alta. Resistente fino a una temperatura di 1100 °C. Il prezzo corrisponde al set composto da crogiolo e coperchio. Elevata resistenza agli acidi e sensibili alle basi forti e all'HF.

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbordo (mm)	Øinferiore (mm)	h con coperchio (mm)	unità per ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : TRANSPARANTE SMELTKROES VAN KWARTS**Beschrijving :** Hoge vorm. Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C. De prijs heeft betrekking op de set van smeltkroes en deksel. Hoge weerstand tegen zuren en gevoelig voor sterke basen en HF.

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ørand (mm)	Øonder (mm)	h met deksel (mm)	stuks per ref.
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TIEGEL AUS QUARZ, TRANSPARENT**Beschreibung :** Hohe Form. Geeignet für Temperaturen bis 1100 °C. Der Preis bezieht sich auf das Set mit Tiegel und Deckel. Hohe Beständigkeit gegenüber Säuren und empfindlich gegenüber starken Basen und HF.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØRand (mm)	Øunten (mm)	H mit Deckel (mm)	Stückzahl pro Artikel
CRQZ-020-001	20 ml	35	20	41	1
CRQZ-025-001	25 ml	37	25	52	1
CRQZ-030-001	30 ml	39	26	56	1
CRQZ-050-001	50 ml	46	30	62	1
CRQZ-100-001	100 ml	57	35	85	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CRQZ-020-001	0,006	0,03	70179000	08434868015708
CRQZ-025-001	0,021	0,04	70179000	08434868015715
CRQZ-030-001	0,48	0,27	70179000	08434868015722
CRQZ-050-001	0,04	0,06	70179000	08434868015739
CRQZ-100-001	0,1	0,08	70179000	08434868015746

PRODUKTFOTO

