

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CRISOL DE ALÚMINA FORMA ALTA *PREMIUM LINE***Descripción :** Fabricado en alúmina 99,7 % resistente a temperaturas hasta 1750 °C. No esmaltado. No incluye tapa

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øsuperior (mm)	Øinferior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

La velocidad de calentamiento y enfriamiento no debe ser superior a 200 °C por hora. Una velocidad de calentamiento o enfriamiento superior puede llevar a roturas del crisol.

GENERAL INFORMATION

Product name : ALUMINA CRUCIBLE HIGH FORM *PREMIUM LINE***Description :** Made of alumina 99,7 % withstanding temperatures up to 1750 °C. Unglazed. Does not include cover

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øtop (mm)	Øbottom (mm)	h (mm)	pcs/pack
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

The heating and cooling rate should not exceed 200 °C per hour. A higher heating or cooling rate can lead to crucible breakage.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CREUSET EN ALUMINE FORME HAUTE *PREMIUM LINE***Description :** Fabriqué en alumine 99,7 % résistant à des températures jusqu'à 1750 °C. Non-émaillé. Couvercle non inclus

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsupérieur (mm)	Øinférieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

La vitesse de chauffage et de refroidissement ne doit pas être supérieure à 200 °C par heure. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la fissure du creuset.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CROGIOLO IN ALLUMINA FORMA ALTA, PREMIUM LINE**Descrizione :** Realizzato in allumina al 99,7% e resistente fino a una temperatura di 1750 °C. Non smaltato.
Coperchio non incluso

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øsuperiore (mm)	Øinferiore (mm)	h (mm)	unità per ref.
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

La velocità di riscaldamento e raffreddamento non deve essere superiore a 200 °C per ora. Una maggiore velocità di riscaldamento o di raffreddamento potrebbe causare rotture del crogiolo.

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : HOGE ALUMINIUMOXIDE SMELTKROES PREMIUM LINE****Beschrijving :** Vervaardigd van 99,7% aluminiumoxide, bestand tegen temperaturen tot 1750 °C. Ongeglazuurd.
Zonder deksel

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	bovenØ (mm)	Øonder (mm)	h (mm)	stuks per ref.
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

PRODUKTFOTO

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

De opwarm- en afkoelsnelheid mag niet hoger zijn dan 200 °C per uur. Een hogere opwarm- of afkoelsnelheid kan leiden tot breuk van de smeltkroes.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : TIEGEL AUS ALUMINIUMOXID, HOHE FORM, *PREMIUM LINE***Beschreibung :** Aus Aluminiumoxid 99,7 %, temperaturbeständig bis 1750 °C. Nicht glasiert. Deckel nicht inbegriffen.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øoben (mm)	Øunten (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
ACHF-010-001	10 ml	30	19	31	1
ACHF-020-001	20 ml	40	28	35	1
ACHF-050-001	50 ml	51	33	47	1
ACHF-100-001	100 ml	60	39	62	1
ACHF-250-001	250 ml	80	50	94	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
ACHF-010-001	0,324	0,06	69091100	08434868061156
ACHF-020-001	0,36	0,07	69091100	08434868002364
ACHF-050-001	0,4	0,10	69091100	08434868002371
ACHF-100-001	0,672	0,18	69091100	08434868002388
ACHF-250-001	1,6	0,35	69091100	08434868061163

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Die Erwärmungs- und Abkühlungsgeschwindigkeit sollte nicht über 200 °C pro Stunde liegen. Eine höhere Erwärmungs- und Abkühlungsgeschwindigkeit kann zu Brüchen im Tiegel führen.