


INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : TERMÓMETRO DE VARILLA CON FUNDA****Descripción :** Termómetros de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio) protegidos dentro de una funda para evitar roturas en usos específicos como neveras o estufas**DATOS TÉCNICOS**

referencia	rango	resolución	l (mm)	tipo	Ø (mm)	unidades por ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	funda de acero (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	funda de acero (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	funda de plástico (B)	10	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747


FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : THERMOMETER WITH COVER****Description :** Thermometers filled with colored liquid (without mercury) and protected inside a cover to avoid any breakage in freezers or oven**TECHNICAL DATA**

reference	range	readability	l (mm)	type	Ø (mm)	pcs/pack
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	stainless steel shielded (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	stainless steel shielded (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	plastic shielded (B)	10	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : THERMOMÈTRE EN VERRE AVEC ÉTUI**Description :** Thermomètre en verre rempli de liquide coloré (sans mercure) protégé dans un étui pour éviter les cassures lors d'usage spécifique comme réfrigérateur ou étuve


DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	résolution	long. (mm)	type	Ø (mm)	unités par ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	étui en acier inoxydable (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	étui en acier inoxydable (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	étui en plastique (B)	10	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TERMOMETRO AD ASTA CON ASTUCCIO**Descrizione :** Termometro chimico ad asta con liquido rosso (senza mercurio) protetto all'interno di un astuccio per evitare rotture in caso di utilizzo in frigoriferi o stufe


DATI TECNICI

referenza	variabilità	risoluzione	L (mm)	tipo	Ø (mm)	unità per ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	custodia di acciaio (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	custodia di acciaio (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	custodia di plastica (B)	10	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : STAAFTHERMOMETER MET BESCHERMHOES**Beschrijving :** Staafthermometer gevuld met gekleurde vloeistof (zonder kwik), beschermd door een hoesje om schade of breuk bij specifieke toepassingen zoals in koelkasten of ovens te voorkomen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	resolutie	l (mm)	type	Ø (mm)	stuks per ref.
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	stalen hoes (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	stalen hoes (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	kunststof hoes (B)	10	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : THERMOMETER, IN STABFORM, MIT HÜLLE**Beschreibung :** Stabthermometer, gefüllt mit farbiger Flüssigkeit (quecksilberfrei), geschützt durch eine Hülle, um Brüche bei bestimmten Anwendungen, etwa in Kühlschränken oder Öfen, zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Ablesbarkeit	L (mm)	Typ	Ø (mm)	Stückzahl pro Artikel
THES-120-001	0 +120 °C	±1 °C	365	Stahlhülle (A)	35	1
THES-220-001	+80 +220 °C	±1 °C	365	Stahlhülle (A)	35	1
THES-041-001	-40 +40 °C	±1 °C	170	Plastikhülle (B)	10	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
THES-120-001	0,602	0,13	90251180	08434868047754
THES-220-001	0,496	0,10	90251180	08434868113619
THES-041-001	0,036	0,10	90251180	08434868047747

PRODUKTFOTO

