

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ELECTRODO DE pH DE VIDRIO PARA MEDICIONES A ALTA TEMPERATURA**Descripción :** Electrodo especialmente destinado a realizar mediciones de pH a alta temperatura y para el sector industrial. Electrodo de referencia Ag/AgCl, electrolito gel irrellenable y doble unión de teflón. Rango de pH 0 - 14, temperatura máxima de trabajo 130 °C. Dimensiones: 120 x 12 mm. Cable fijo de 1 metro con conector BNC

DATOS TÉCNICOS

referencia	conector	unidades por ref.
PHEL-GB6-001	1 m cable + BNC	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : GLASS BODY pH ELECTRODE FOR HIGH TEMPERATURE MEASUREMENTS

Description : Specially designed for high temperature measurements and for industrial pipeline. Reference element Ag/AgCl, gel non refillable electrolyte and double teflon junction. pH range 0 ... 14, maximum service temperature 130 °C. Dimensions: 120 x 12 mm. Fixed cable 1 m long with BNC connector

TECHNICAL DATA

reference	connector	pcs/pack
PHEL-GB6-001	1 m cable + BNC	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ÉLECTRODE DE pH EN VERRE POUR DES MESURES À HAUTES TEMPÉRATURES

Description : Spécialement conçue pour mesurer le pH à de hautes températures et pour le secteur industriel. Electrode de référence Ag/AgCl, électrolyte gel non rechargeable et jonction double téflon. Gamme de pH : 0 - 14, température maximale de travail : 130 °C. Dimensions : 120 x 12 mm. Câble fixe de 1 mètre avec connecteur BNC

DONNÉES TECHNIQUES

référence	connecteur	unités par ref.
PHEL-GB6-001	1 m câble + BNC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Elettrodo di pH in vetro per misurazioni a temperature elevate

Descrizione : Elettrodo specificamente destinato all'esecuzione di misurazioni di pH a temperature elevate e per il settore industriale. Elemento di riferimento Ag/AgCl, elettrolita in gel non ricaricabile e doppio giunzione in teflon. Range di pH 0-14, temperatura massima di esercizio 130 °C. Dimensioni: 120 x 12 mm. Cavo fisso di 1 metro con connettore BNC

DATI TECNICI

referenza	connettore	unità per ref.
PHEL-GB6-001	1 m di cavo + BNC	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GLAZEN pH-ELEKTRODE VOOR METINGEN BIJ HOGE TEMPERATUREN

Beschrijving : Speciaal ontworpen voor het uitvoeren van pH-metingen bij hoge temperaturen en voor de industriële sector. Elektrode met Ag/AgCl-referentiesysteem, niet-hervulbare elektrolytoplossing en dubbel Teflon-junctie. pH-meetbereik 0 - 14, maximale werktemperatuur 130 °C. Afmetingen: 120 x 12 mm. Vaste kabel met 1 m lengte en BNC-aansluiting

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	connector	stuks per ref.
PHEL-GB6-001	1 m kabel + BNC	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-ELEKTRODE AUS GLAS, ZUR MESSUNG BEI HOHEN TEMPERATUREN

Beschreibung : Insbesondere geeignet für die pH-Messung bei hohen Temperaturen und für den industriellen Bereich. Elektrode mit Ag/AgCl-Bezugssystem, nicht-wiederbefüllbare Elektrolytlösung und doppeltes Teflondiaphragma. Messbereich: pH 0 - 14. Max. Arbeitstemperatur: 130 °C. Maße: 120 x 12 mm. Festverbautes Kabel mit 1 m Länge und BNC-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Stecker	Stückzahl pro Artikel
PHEL-GB6-001	1 m Kabel + BNC	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHEL-GB6-001	1,05	0,11	90278930	08434868034266

PRODUKTFOTO

