

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CUBETA PARA FLUORIMETRÍA ESTÁNDAR (MACRO) CON TAPA DE PTFE**Descripción :** Cubeta con 4 caras pulidas disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

DATOS TÉCNICOS

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol.	Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name :** STANDARD (MACRO) FLUOROMETER CUVETTE WITH PTFE LID**Description :** Cuvette with 4 polished faces available in quartz (LB Q) or optical glass (LB OG)**TECHNICAL DATA**

reference	composition	light path	internal width	vol.	External dimensions (length × width × height)	pcs/pack
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CUVE FLUORIMÉTRIQUE STANDARD (MACRO) AVEC COUVERCLE EN PTFE**Description :** Cuve avec 4 faces polies, disponible en quartz (LB Q) ou en verre optique (LB OG)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol.	Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur)	unités par ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CUVETTA PER FLUORIMETRIA (MACRO) STANDARD CON COPERCHIO DI PTFE**Descrizione :** Cuvetta con 4 facce lucidate disponibile in quarzo (LB Q) o in vetro ottico (LB OG)

DATI TECNICI

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol.	Dimensioni esterne (lunghezza × larghezza × altezza)	unità per ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : STANDAARD (MACRO) FLUOROMETERCUVETTE MET PTFE-DEKSEL****Beschrijving :** Cuvette met 4 gepolijste zijden verkrijgbaar in kwarts (LB Q) of in optisch glas (LB OG)**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	materiaal	stap de luz	breedte interno	vol.	Externe afmetingen (lengte × breedte × hoogte)	stuks per ref.
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KÜVETTE FÜR SPEKTROPHOTOMETER, STANDARD, MAKRO, MIT PTFE-DECKEL**Beschreibung :** Küvette mit vier polierten Seiten, aus Quarz (LB Q) oder optischem Glas (LB OG).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	interne Breite	Vol.	Außenmaße (Länge × Breite × Höhe)	Stückzahl pro Artikel
MALQ-F10-002	LB Q	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2
MALG-F10-002	LB OG	10 mm	10 mm	3,5 ml	12,5x12,5x45	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MALQ-F10-002	0,072	0,04	70171000	08434868029705
MALG-F10-002	0,084	0,04	70171000	08434868029613

PRODUKTFOTO

